Terumo Spritzen und Nadeln

- Terumo-Spritzen aus Polypropylen zum einmaligen Gebrauch
- Hergestellt nach hohem Qualitätsstandard
- Steril mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
- Einzeln in Blister verpackt :
  - standardspritzen: mit Ethylenoxid sterilisiert
  - Spezialspritzen: mit Gammastrahlen sterilisiert



Terumo Spritzen 3 Teile

Art. Nr.	Volumen (ml)	Nadel	Typ	Mundstück	Exzentrische Spitze	VE	CHF/ VE
050828	1	Nein	Tuberkulin	LT	Nein	100	AA -
050829	2,5	Nein	-	LT	Nein	100	AA -
050179B	2,5	G 21 1 1/2	-	LT	Nein	100	AA -
050831	5	Nein	-	LT	Nein	100	AA -
050836	5	G 21 1 1/2	-	LT	Nein	100	AA -
050840	10	G 21 1 1/2	-	LT	Nein	100	AA -
050830	3	Nein	-	LL	Nein	100	AA -
050833	20	Nein	-	LT	Ja	50	AA -
050011B	30	Nein	-	LT	Ja	25	AA -
050012	50	Nein	-	LT	Ja	25	AA -
050017	50	Nein	-	LL	Nein	25	AA -
050013	50	Nein	Katheter	-	Nein	25	AA -

* Insulin 100 Einheiten

Elektronenstrahl-sterilisierte 3 Teile Spritzen

Empfohlen für bestimmte Anwendungen, insbesondere für IVF.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Nadel	Mundstück	Exzentrische Spitze	VE	CHF/ VE
050131	5	Nein	LL	Nein	100	AA -
050132	10	Nein	LL	Nein	100	AA -
050133	20	Nein	LL	Nein	50	AA -

Terumo Agani Nadeln

- Aus Edelstahl
- Silikonschmierung
- Dreifach abgeschrägte Spitze



Art. Nr.	Gauge	Ø x L (mm)	Art von Abschrägung	Code Farben	Art. Nr. Terumo	VE	CHF/ VE
050176	G 30	0,3 x 13	Standard 11 °	Gelb	8AN3013R1	100	AA -
050174	G 27	0,4 x 16	Standard 11 °	Grau	8AN2716R1	100	AA -
050100B	G 27	0,4 x 19	Standard 11 °	Grau	8AN2719R1	100	AA -
050101B	G 26	0,45 x 13	Standard 11 °	Braun	8AN2613R1	100	AA -
050150B	G 26	0,45 x 23	Standard 11 °	Braun	8AN2623R1	100	AA -
050102B	G 25	0,5 x 16	Standard 11 °	Orange	8AN2516R1	100	AA -
050139B	G 25	0,5 x 25	Standard 11 °	Orange	8AN2525R1	100	AA -
050173	G 24	0,55 x 25	Standard 11 °	Purpur	8AN2425R1	100	AA -
050162B	G 23	0,6 x 16	Standard 11 °	Blau	8AN2316R1	100	AA -
050103B	G 23	0,6 x 25	Standard 11 °	Blau	8AN2325R1	100	AA -
050152B	G 23	0,6 x 32	Standard 11 °	Blau	8AN2332R1	100	AA -
050104B	G 22	0,7 x 32	Standard 11 °	Schwarz	8AN2232R1	100	AA -
050105B	G 22	0,7 x 38	Standard 11 °	Schwarz	8AN2238R1	100	AA -

Art. Nr.	Gauge	Ø x L (mm)	Art von Abschrägung	Code Farben	Art. Nr. Terumo	VE	CHF/ VE
050116B	G 21	0,8 x 16	Standard 11 °	Grün	8AN2116R1	100	AA -
050106B	G 21	0,8 x 25	Standard 11 °	Grün	8AN2125R1	100	AA -
050107B	G 21	0,8 x 38	Standard 11 °	Grün	8AN2138R1	100	AA -
050110C	G 21	0,8 x 50	Standard 11 °	Grün	8AN2150R1	100	AA -
050108B	G 20	0,9 x 25	Standard 11 °	Gelb	8AN2025R1	100	AA -
050109B	G 20	0,9 x 38	Standard 11 °	Gelb	8AN2038R1	100	AA -
050121B	G 19	1,1 x 25	Standard 11 °	Creme	8AN1925R1	100	AA -
050175	G 19	1,1 x 38	Kurz : 17 °	Creme	8AN1938S1	100	AA -
050122B	G 19	1,1 x 38	Standard 11 °	Creme	8AN1938R1	100	AA -
050129B	G 18	1,2 x 38	Kurz : 17 °	Rosa	8AN1838S1	100	AA -
050123B	G 18	1,2 x 38	Standard 11 °	Rosa	8AN1838R1	100	AA -

Surguard 2 Sicherheitsnadeln

Art. Nr.	Farbcode	Gauge	Nadeldurchmesser (mm)	Nadellänge (mm)	VE	CHF/ VE
050803	Beige	19G	1,10	38	100	AA -
050805	Gelb	20G	0,90	38	100	AA -
050808	Schwarz	22G	0,70	25	100	AA -
050810	Blau	23G	0,65	25	100	AA -



- Sterile Nadeln mit Sicherheitsverschluss
- Sterilisation mit Elektronenstrahl
- Luer- und Luer-Lock-kompatibel
- Sicherheit an der Seite der Nadel: für gute Sicht bei der Entnahme und einfache Handhabung

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com