Plastipak-Spritzen



Einwegspritzen. Steril

Art. Nr.	Vol. (ml)	Typ	Mundstück	VE	CHF/ VE
303172	1	Tuberkulin ohne Nadel	Luer Zentriert	120	AA -
303176	1	Tuberkulin mit Nadel Anstieg 10 mm 45/100	Luer Zentriert	120	AA -
309628	1	Präzisionsspritze 1/100-Teilung	Luer lock	100	AA -
309658	3	3 Teile	Luer lock	200	AA -
309649	5	3 Teile	Luer lock	125	AA -
300912	10	3 Teile	Luer lock	100	AA -
300613	20	3 Teile	Exzentrisch luer	120	AA -
300629	20	3 Teile	Luer lock	120	AA -
301190	20	3 Teile mit Nadel 21G x 1 1/2	-	60	AA -
301229	30	3 Teile	Luer lock	60	AA -
301231	30	3 Teile	Luer exzentrisch	60	AA -
300865	50-60	3 Teile	Luer lock	60	AA -
300866	50	3 Teile	Luer exzentrisch	60	AA -
300869	50	3 Teile - undurchsichtig (bernsteinfarben)	Luer lock	60	AA -
300867	50	3 Teile	Katheterspitze	60	AA -
300605	100	3 Teile	Katheterspitze*	25	AA -

* mit Luer-Adapter

Sterile hypodermische Nadeln Microlance 3



- Hypodermische Nadeln
- Steril
- Einweg
- Latexfrei

Art. Nr.	Farben	Gauge	Länge (mm)	Außen-Ø (mm)	CHF Box zu 100
300637	Weiß	16	40 (1 1/2)	1,63	AA -
304622	Rosa	18	40 (1 1/2)	1,25	AA -
301700	Creme	19	25 (1)	1,06	AA -
301500	Creme	19	40 (1 1/2)	1,06	AA -
301750	Creme	19	51 (2)	1,07	AA -
304827	Gelb	20	25 (1)	0,9	AA -
301300	Gelb	20	40 (1 1/2)	0,9	AA -
304434	Grün	21	16 (5/8)	0,81	AA -
301156	Grün	21	25 (1)	0,81	AA -
304432	Grün	21	40 (1 1/2)	0,81	AA -
301155	Grün	21	51 (2)	0,81	AA -
304727	Schwarz	22	25 (1)	0,71	AA -
300900	Schwarz	22	30 (1 1/4)	0,71	AA -
301000	Schwarz	22	40 (1 1/2)	0,71	AA -
300094	Schwarz	22	51 (2)	0,71	AA -
300800	Blau	23	25 (1)	0,63	AA -
300700	Blau	23	30 (1 1/4)	0,63	AA -
300400	Orange	25	25 (1)	0,51	AA -
300600	Orange	25	16 (5/8)	0,51	AA -
300300	Braun	26	10 (3/8)	0,45	AA -
950177	Braun	26	13 (1/2)	0,45	AA -
304300	Braun	26	16 (5/8)	0,45	AA -
300635	Grau	27	13 (1/2)	0,41	AA -
302200	Grau	27	19 (3/4)	0,41	AA -
304000	Gelb	30	13 (1/2)	0,31	AA -

Plastipak Insulinspritzen



Sterile Insulinspritzen mit Quetschnadel

Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduierung (Insulineinheit)	Außen-Ø	Länge (mm)	VE	CHF / VE
324826	0,3	1/2	30 G	8	500	AA -
324893	0,5	1	30 G	8	200	AA -
324892	0,5	1	29 G	12,7	200	AA -
324891	1	1	29 G	12,7	200	AA -

Discardit II Spritzen



- Spritzen 2 Teile
- Steril, Einwegverpackung
- Nicht auf Spritzenpumpen verwenden

Art. Nr.	Volumen (ml)	Typ	Modell	VE	CHF/ VE
300928	2	Zentriertes Endstück	2 Teile	100	AA -
309050	5	Exzentrisches Endstück	2 Teile	100	AA -
309110	10	Exzentrisches Endstück	2 Teile	100	AA -
300296	20	Exzentrisches Endstück	2 Teile	80	AA -