Eclipse-Sicherheitsnadeln

- Sterile Nadeln (Ethylenoxid) aus Edelstahl, latexfrei
- Ergonomisch, mit Nadelschutzkappe
- Luer- und Luer-Lock-kompatibel
- Akustischer Klick, der die Verriegelung auf den Spritzen anzeigt, und Klick, der die Aktivierung der Sicherheit anzeigt
- Visueller Indikator für die Sicherung



Art. Nr.	Farben	Gauge	Länge (mm)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	CHF/Box zu 100
302437	Rosa	18	38	0,84	1,2	AA -
305888	Gelb	20	38	0,63	0,9	AA -
305895	Grün	21	40	0,49	0,81	AA -
305887	Schwarz	22	30	0,39	0,71	AA -
305892	Blau	23	25	0,36	0,63	AA -
305886	Blau	23	30	0,36	0,63	AA -
305760	Orange	25	16	0,24	0,5	AA -
305891	Orange	25	25	0,24	0,5	AA -
305770	Grau	27	13	0,19	0,4	AA -
305889	Grau	27	19	0,19	0,4	AA -
302436	Grau	27	38	0,19	0,4	AA -
305771	Gelb	30	13	0,14	0,3	AA -

Emerald™ Spritzen 2, 5, 10 ml

- Spritze 3 Teile: Körper + Kolben + Kolbendichtung
- Wasserdicht auch unter hohem Druck, entspricht ISO 7886-1, Anhang D
- Transparenter Zylinder ermöglicht eine perfekte Kontrolle der Einspritzung
- Spezielle Silikonisierung, die ein sanftes und gleichmäßiges Gleiten des Kolbens garantiert
- Mit oder ohne BD Microlance™-Nadel
- Spritze und Nadel in einer Verpackung
- Einfache Luer-Kegel gemäß ISO 594-1
- 30% weniger Material für die Herstellung verwendet, bei gleichem Qualitätsniveau
- Herstellung aus ungiftigen Materialien (latexfrei, PVC- und DEHP-frei)



Spritzen mit montierter Nadel

Art. Nr.	Vol. (ml)	Kegel von der Spritze	Grad. (ml)	Nadel			VE	CHF/ VE
				Gauge	Länge (inch)	Länge (mm)		
307728	2	Zentriert	0,1	22	1/1¼	31,75	100	AA -
307740	2	Zentriert	0,1	23	1	25,4	100	AA -
307741	2	Zentriert	0,1	23	1/1¼	31,75	100	AA -
307732	5	Zentriert	0,2	21	1/1½	38	100	AA -
307733	5	Zentriert	0,2	22	1/1¼	31,75	100	AA -
307735	5	Zentriert	0,2	23	1/1¼	31,75	100	AA -
307737	10	Zentriert	0,2	21	1/1½	38	100	AA -
307738	10	Zentriert	0,2	22	1/1¼	31,75	100	AA -

Spritzen ohne Nadel

Art. Nr.	Vol. (ml)	Spritzenkegel	Grad. (ml)	Totes Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
307727	2	Zentriert	0,1	0,07	100	AA -
307731	5	Zentriert	0,2	0,075	100	AA -
307736	10	Zentriert	0,2	0,10	100	AA -

Luer-Lok™ BD-Verschluss

- Aus sterilem Polypropylen, Einzelverpackung
- Mit latexfreier Membran und Acryl-Butadien-Styrol (ABS), um Injektionen mit einer Nadel durchzuführen
- Mit männlichem/weiblichem Schutz, aus Acryl-Butadien-Styrol (ABS): Kombination aus Schutzkappe und BD Luer-Lok™-Verschluss, für Infusionssituationen mit der Notwendigkeit des Verschlusses einer Injektionsstelle und gleichzeitig der Notwendigkeit einer Schutzkappe für Luer-Spritzen





Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
394080	BD Luer-Lok™-Verschluss	200	AA -
394074	BD Luer-Lok™-Verschluss mit latexfreier Membran	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com