
Sterican Nadeln (ex Fineject)

Sterile hypodermische Nadeln in Einzelverpackung.



Art. Nr.	Länge (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Gauge	Farben	VE	CHF/ VE
921018	12	0,4	0,22	27G	Grau	100	AA -
921020	25	0,6	0,39	23G	Blau	100	AA -
921021	30	0,6	0,39	23G	Blau	100	AA -
921057	60	0,6	0,39	23G	Blau	100	AA -
921058	80	0,6	0,39	23G	Blau	100	AA -
921026	25	0,9	0,65	20G	Gelb	100	AA -
921022	30	0,7	0,46	22G	Schwarz	100	AA -
921023	40	0,7	0,46	22G	Schwarz	100	AA -
921025	40	0,8	0,56	21G	Grün	100	AA -
921027	40	0,9	0,65	20G	Gelb	100	AA -
921029	40	1,1	0,78	19G	Creme	100	AA -
921030	40	1,2	0,95	18G	Rosa	100	AA -
921059	50	0,8	0,56	21G	Grün	100	AA -

Kunststoffspritzen Injekt und Omnifix



- Sterile zweiteilige (ohne Dichtung) oder dreiteilige (mit Dichtung) Spritze
- Mit Silikondichtung für 3 Teile Modelle
- Luer-Kegel oder Luer Lock
- Steril, Einzelverpackung

Omnifix Spritzen 3 Teile

Art. Nr.	Volumen (ml)	Luer-Typ	Modell	Dichtung	VE	CHF/ VE
921006	5	Exzentrischer Luer	3 Teile	Silikon	100	AA -
921008	20	Exzentrischer Luer	3 Teile	Silikon	100	AA -
921009	30	Exzentrischer Luer	3 Teile	Silikon	100	AA -
921010	50*	Exzentrischer Luer	3 Teile	Silikon	100	AA -
921145	1	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921097	3	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921012	5	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921014	20	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921015	30	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921016	50	Lock zentriert	3 Teile	Silikon	100	AA -
921054	60	Katheter	3 Teile	Silikon	100	AA -

*Graduierungen bis zu 60 ml

Injekt-Spritzen 2 Teile

Art. Nr.	Volumen (ml)	Typ	Modell	VE	CHF/ VE
921036	1	Tuberkulin Luer zentriert	2 Teile	100	AA -
921001	2	Injekt Luer zentriert	2 Teile	100	AA -
921002	5	Exzentrisches Luer-Injekt	2 Teile	100	AA -
921003	10	Exzentrisches Luer-Injekt	2 Teile	100	AA -
921004	20	Exzentrisches Luer-Injekt	2 Teile	100	AA -
921031	2	Injekt Luer Lock zentriert	2 Teile	100	AA -
921032	5	Injekt Luer Lock zentriert	2 Teile	100	AA -
921033	10	Injekt Luer Lock zentriert	2 Teile	100	AA -
921034	20	Injekt Luer Lock zentriert	2 Teile	100	AA -

Spritzenverschlüsse



Combi Stopper rot

- Hergestellt aus Polypropylen
- Ermöglicht das Verschließen einer männlichen (Luer) Spitze oder eines Schlosses (Luer Lock)
- Ermöglicht das Verschließen eines weiblichen Ansatzes

Combi Stopper gelb

- Aus Polypropylen mit einer Injektionsstelle aus Latex
- Ermöglicht das Verschließen eines weiblichen Ansatzes
- Ermöglicht intermittierende Injektionen oder Probenentnahmen

Combi Stopper weiß

- Hergestellt aus Polypropylen
- Ermöglicht das Verschließen eines weiblichen Ansatzes

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
921017	Combi Stopper rot	100	AA -
921046	Combi Stopper weiß	100	AA -
921047	Combi Stopper gelb	100	AA -

3 Teile Einwegspritzen





- Spritzen aus Polypropylen, latexfrei
- Schwarze Graduierung
- Mit Ethylenoxid sterilisiert, Einzelverpackung
- Mit oder ohne Nadel

Art. Nr.	Typ	Volumen (ml)	Graduierung	Mundstück	Nadel	VE	CHF/ VE
390982	Tuberkulin	20	1- 20 ml	Exzentrischer Luer	-	50	AA -
390983	Tuberkulin	50	1 - 50/60 ml	Exzentrischer Luer	-	30	AA -
390984B	Insulin	1 (100 UI)	2 UI - 100 UI	Zentrierter Luer	26 G 1/2	100	AA -
390985	Tuberkulin	2,5	0,1 - 2,5/3 ml	Zentrierter Luer	22 G 1 1/4	100	AA -
390986	Tuberkulin	5	0,2 - 5/6 ml	Zentrierter Luer	21 G 1 1/2	100	AA -
390987	Tuberkulin	10	0,2 - 11/12 ml	Zentrierter Luer	21 G 1 1/2	100	AA -