Spritzen aus Borosilikatglas

- Strenge Kalibrierung des Zylinders aus Glas oder Edelstahl
- Unauslöschliche braune Graduierung
- Normkegel, der jede Nadelgröße akzeptiert : Luer (Kegel) oder Luer Lock (keine Feststellschraube), aus Glas oder Edelstahl
- Luer-Lock-Anschluss von Spritzen mit Glaskolben aus verchromtem Messing
- Sterilisierbar bis zu 160 °C



		Spritzen mit Glaskolben				Spritzen mit Metallkolben			
		Luer Glaskegel		Luer Lock Metallkegel		Luer-Kegel Metall		Luer Lock Metallkegel	
Volumen (ml)	Graduierung	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1	0,5	320201	AA -	320219	AA -	-	-	-	-
2	0,1	320202	AA -	320220	AA -	320229	AA -	320236	AA -
3	0,2	320203	AA -	320221	AA -	-	-	-	-
5	0,2	320204	AA -	320222	AA -	320230	AA -	320237	AA -
10	0,2	320205	AA -	320223	AA -	320231	AA -	320238	AA -
20	1	320206	AA -	320224	AA -	320232	AA -	320239	AA -
30	1	320207	AA -	320225	AA -	320233	AA -	320240	AA -
50	1	320208	AA -	320226	AA -	-	-	-	-
100	5	320209	AA -	320227	AA -	-	-	-	-



Luer zu Spitze Adapter

Ermöglicht die Befestigung einer 200-µl- oder 1000-µl-Spitze am Luer-Kegel einer Spritze.



Art. Nr.	Luer-Adapter zu Spitzen	CHF
075349	100 bis 200 µl	AA -
075350	1000 µl	AA -

Stopfen für Spritzen

- Luer lock
- Aus ABS
- Nicht steril



Farben	Weiß	Blau
Art. Nr. pro 100	081576A	081578A
CHF zu 100	AA -	AA -

8-Kanal-Verteilungseinheit

- 8-Kanal-Pipettiereinheit
- Hergestellt aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei 121°C
- Wird auf einen Luer-Kegel oder Combitips Plus aufgesetzt

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091438	8-Kanal-Verteilungseinheit	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com