SURFLO® Mikroperfusoren mit Flügeln

- Weicher Schlauch ohne Formgedächtnis
- Transparenter Luer-Adapter
- Einhand-Technik
- Schlauchlänge 30 cm (außer Art. Nr. 050169 Schlauchlänge : 20 cm)
- Verfallsdatum: 5 Jahre



Art. Nr.	Gauge	Ø (mm)	Nadellänge (mm)	Farbcode	VE	CHF/ VE
050164B	19	1,1	19	Creme	50	AA -
050165B	21	0,8	19	Grün	50	AA -
050166B	22	0,7	19	Schwarz	50	AA -
050167B	23	0,6	19	Blau	50	AA -
050168B	25	0,5	19	Orange	50	AA -
050169*	27	0,4	13	Grau	100	AA -

* Schlauchlänge 20 cm

Katheter

Kurze Katheter

- Kurze Katheter für den peripheren Venenzugang
- Dreifach abgeschrägte Nadeln mit Orientierungsstift
- Dünnwandiger Katheter aus Polyurethan mit vier Längsstreifen zur Radiowiedergabe
- Grundplatte mit Nase, mit der der Katheter mit einem Finger hochgeschoben werden kann, und transparenter Rückflusskammer
- Modelle mit oder ohne Flügel; die Flügel sind perforiert für eine mögliche Fixierung des Katheters durch Nähte
- Farbcode gemäß Norm 6009
- Verschluss-Spindel separat erhältlich (außer Gauge 24)

Kurze Sicherheitskatheter

- Dreifach abgeschrägte Nadeln
- Aus Polyurethan
- Automatisches Schutzsystem
- Akustisches Klicken zeigt das Aufsetzen des Schutzschildes an
- Unmöglichkeit, die Sicherheit zu deaktivieren
- Einhändig bedienbar, ergonomisches Gerät





Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
921048	Kurze Sicherheitskatheter ohne Flügel	50	AA -
921049	Kurze Sicherheitskatheter mit Flügeln	50	AA -
921050	Kurze Katheter ohne Flügel	50	AA -
921051	Kurze Katheter mit Flügeln	50	AA -

Venofix Mikrodüsen A

- Epikraniegerät mit 30 cm PVC-Schlauch
- Sockel mit einem Verschluss versehen
- Weiche Lamellen garantieren ein leichteres Greifen
- Die Flexibilität des Schlauchs verhindert, dass während der Infusion an der Injektionsstelle gezogen wird



Art. Nr.	ø (mm)	Gauge	Länge (mm)	Farben Sockel	VE	CHF/ VE
921052	0,4	27	10	Gris	50	AA -
921061	0,5	25	15	Orange	50	AA -
921062	0,55	24	20	Violett	50	AA -
921063	0,7	22	20	Schwarz	50	AA -
921064	0,8	21	20	Grün	50	AA -
921065	1,1	19	20	Creme	50	AA -

Nicht sterile Venenstauer 75 cm



- Venenstauer 75 cm
- DM Klasse I

- Latex Venenstauer :
  - 100% Naturlatex
  - Breite : 18 mm
  - Maschinenwaschbar

- Synthetische Venenstauer :
  - Latexfreie, texturierte Oberfläche
  - Farbe Blau
  - Breite : 25 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	Anzahl/ Box	CHF/ VE
030641	Latex Venenstauer	18	25	AA -
031518	Synthetische Venenstauer	25	30	AA -

Venenstauer aus Polyisopren



- Latexfrei, wenig abrasiv
- Einweg
- Konstante Dicke, um das Risiko des Einreißens zu vermeiden

Art. Nr.	Maße (mm)	Verpackung	Farben	CHF
320534	457,2 x 25,4	Beutel zu 100	Grün	AA -
320536		Beutel zu 250	Orange	AA -
320537		25er-Rolle		AA -

EDELSTAHL SEZIERUNG PROBENAHME

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com