
Extralange Nadeln

➤ **Abgeschrägte Spitzen** ➤ **Edelstahlnadel und Luer-Anschluss Edelstahl 304**

Art. Nr.	Gauge	Länge	ø x L (mm)	VE	CHF/ VE
075573	16G	12”	1,47 x 305	12	AA -
075575	16G	4”	1,47 x 102	12	AA -
075574	16G	6”	1,47 x 152	12	AA -
075572	18G	10”	1,3 x 254	12	AA -
075550	18G	12”	1,3 x 305	12	AA -
075571	18G	4”	1,3 x 102	12	AA -
075549	18G	6”	1,3 x 152	12	AA -
075569	19G	4”	1,07 x 102	12	AA -
075570	19G	6”	1,07 x 152	12	AA -
075568	20G	10”	0,9 x 254	12	AA -
075548	20G	12”	0,9 x 305	12	AA -
075567	20G	4”	0,9 x 102	12	AA -
075543	20G	6”	0,9 x 152	12	AA -
075547	20G	8”	0,9 x 203	12	AA -
075565	21G	4”	0,8 x 102	12	AA -
075566	21G	6”	0,8 x 152	12	AA -
075544	22G	6”	0,7 x 152	12	AA -
075564	22G	4”	0,7 x 102	12	AA -



Intubationsnadeln

Nadeln aus Edelstahl, die in einer Kugel enden, um Gewebeverletzungen bei der Intubation der Tiere zu vermeiden.
4 Arten von Nadeln: gerade, gefaltet, gebogen für kleine Tiere oder gebogen für große Tiere. Verpackt zu 12.

Art. Nr.	Form	Gauge	Länge	ø Kugel (mm)	Tier	Ø x H (mm)	CHF Zu 12
075471	Gerade	24G	1”	1,25	Maus 14 g	0,56 x 25,2	AA -
075472	Gerade	22G	1”	1,25	Maus 15 - 20 g	0,71 x 25,2	AA -
075473	Gerade	22G	1 1/2”	1,25		0,71 x 38,1	AA -
075474	Gerade	20G	1”	2,25	Maus 20 - 25 g	0,9 x 25,2	AA -
075475	Gerade	20G	1 1/2”	2,25	Ratte 50 - 75 g	0,9 x 38,1	AA -
075476	Gerade	20G	3”	2,25	Maus 20 - 25 g	0,9 x 76,2	AA -
075477	Gerade	18G	1”	2,25	Maus 25 - 30 g Ratte 75 - 120 g Meerschweinchen 250 g	1,27 x 25,2	AA -
075478	Gerade	18G	1 1/2”	2,25		1,27 x 38,1	AA -
075479	Gerade	18G	2”	2,25	Maus 30 - 35 g Ratte 100 - 200 g Meerschweinchen 350 g	1,27 x 50,8	AA -
075480	Gerade	18G	3”	2,25		1,27 x 76,2	AA -
075482	Gerade	16G	2”	3	Ratte 100 - 200 g	1,65 x 50,8	AA -
075483	Gerade	16G	3”	3	Meerschweinchen 350 g	1,65 x 76,2	AA -
075484	Gerade	14G	3”	4	Meerschweinchen 400 - 600 g	2,11 x 76,2	AA -
075485	Gerade	13G	3”	4		2,41 x 76,2	AA -
075486	Gebogen	20G	1 1/2”	2,25	Maus 20 - 25 g	0,9 x 38,1	AA -
075487	Gebogen	20G	3”	2,25		0,9 x 76,2	AA -




Art. Nr.	Form	Gauge	Länge	ø Kugel (mm)	Tier	Ø x H (mm)	CHF Zu 12
075488	Gebogen	18G	1 1/2”	2,25	Rat 75 - 120 g	1,27 x 38,1	AA -
075489	Gebogen	18G	2”	2,25	Maus 30 - 35 g Ratte 100 - 200 g	1,27 x 50,8	AA -
075490	Gebogen	18G	3”	2,25		1,27 x 76,2	AA -
075491	Gebogen	16G	2”	3	Ratte 100 - 200 g	1,65 x 50,8	AA -
075492	Gebogen	16G	3”	3	Ratte 150 - 300 g Meerschweinchen 350 g	1,65 x 76,2	AA -
075493	Gebogen	16G	4”	3	Kaninchen 1 - 3 kg	1,65 x 101,6	AA -
075494	Gebogen	14G	3”	4	Meerschweinchen 400 g	2,11 x 76,2	AA -
075495	Gebogen	18G	2”	3	Meerschweinchen 250 g	1,27 x 76,2	AA -
075496	Gefaltet	12G	3 1/2”	6,25	Primat ‹ 4,5 kg	2,7 x 8,82	AA -

Nichtmetallische Microfil™-Nadeln

- **Zum Befüllen von Mikropipetten unter Vermeidung von Luftblasenbildung**
- **Extrem flexibel**
- **Beständig gegen die meisten organischen Säuren, Basen und Lösungsmittel, chemisch inert**
- **Zusammensetzung: Kunststoff und Siliciumdioxid, metallfrei**
- **Wird mit einem Luer-Ansatz geliefert**
- **Sterilisierbar, autoklavierbar**

Art. Nr.	Gauge	Länge (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
050200	34G	67	0,164	0,1	5	AA -
050202	28G	97	0,35	0,25	5	AA -
050204	28G	67	0,35	0,25	5	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com