Vakuum-Blutentnahmesystem Vacuette Greiner Bio-One



- Schlauch aus medizinischem Polymer, besonders geeignet für den Einsatz in Forschung und Kontrolle
- Einfach zu verwenden, unzerbrechlich
- Zur Verwendung mit dem Nadeladapter
- Mit Sichtfenster
- Internationaler Farbcode



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Vacuette - Serum Gerinnungsaktivator

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
Ohne Gel								
454096A	2	Rot	Weiß	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454236A	2	Rot	Weiß	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454204A	4	Rot	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454027A	4,5	Rot	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
456092A	6	Rot	Schwarz	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -
456089A	6	Rot	Schwarz	Bedeckt	100 x 13	Papier	50	AA -
455092A	9	Rot	Schwarz	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -
Mit Gel								
454028A	2,5	Rot	Gelb	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454071A	4	Rot	Gelb	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454067A	4	Rot	Gelb	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
456071A	5	Rot	Gelb	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -
455071A	8	Rot	Gelb	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -
476071A	5	Rot	Gelb	Zum schrauben	100 x 13	Transp.	50	AA -

Vacuette - Gerinnung, Natriumcitrat (0,109 mol/l)

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
454322A	2	Blau	Weiß	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454327A	3,5	Blau	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454332A	3,5	Blau	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -

Vacuette - Blutsenkungsgeschwindigkeit, Natriumcitrat 3,2 % (0,13 mol/l) Verhältnis 1:5

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
454073A	2	Schwarz	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
729093A	1,6*	Schwarz	AA	1/4 Bedeckt	120 x 9	Papier	50	AA -

* Vacuette für Automaten

Vacuette - Blutzuckerspiegel, Alkoholspiegel

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
Natriumfluorid und Kaliumoxalat								
454062A	4	Grau	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
Natriumfluorid und EDTA K3								
454085A	2	Grau	Weiß	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454091A	4	Grau	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454033A	4	Grau	Schwarz	Bedeckt	76 x 13	Papier	50	AA -
Heparin-Monoiodoacetat								
454248A	4,5	Grau	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -

Vacuette - klinische Chemie

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
Heparin-Natrium								
455051A	9	Grün	Schwarz	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -
Lithium-Heparin								
454089A	2	Grün	Weiß	1/4 schraubbar	75 x13	Papier	50	AA -
454237A	2	Grün	Weiß	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454082A	3	Grün	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x13	Papier	50	AA -
454029A	4	Grün	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
456084A	6	Grün	Schwarz	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -
456088A	6	Grün	Schwarz	Bedeckt	100 x 13	Papier	50	AA -
455084A	9	Grün	Schwarz	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -
474084A	4	Grün	Schwarz	Zum schrauben	75 x 13	Transp.	50	AA -
Lithiumheparin mit Gel								
454046A	2,5	Grün	Gelb	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454247A	3	Grün	Gelb	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454008A	4	Grün	Gelb	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
456083A	5	Grün	Gelb	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -
456087A	5	Grün	Gelb	Bedeckt	100 x 13	Papier	50	AA -
455083A	8	Grün	Gelb	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -

Vacuette - Hämatologie, EDTA K3

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
454034A	1	Lila	Weiß	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454087A	2	Lila	Weiß	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454222A	2	Lila	Weiß	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454232A	3	Lila	Weiß	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454086A	3	Lila	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454217A	3	Lila	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
454036A	4	Lila	Schwarz	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -
454021A	4	Lila	Schwarz	Bedeckt	75 x 13	Papier	50	AA -
456036A	6	Lila	Schwarz	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -
455036A	9	Lila	Schwarz	Bedeckt	100 x 16	Papier	50	AA -
474036A	4	Lila	Schwarz	Zum schrauben	75 x 13	Transp.	50	AA -

Vacuette - EDTA K2 mit Gel-Separator

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
454235A	4	Lila	Gelb	1/4 schraubbar	75 x 13	Papier	50	AA -

Vacuette - Dosierung von Spurenelementen - Natriumheparin

Art. Nr.	Vol. (ml)	Code Farben	Ring	Verschluss	Format (mm)	Etikett	VE	CHF/ VE
456080A	6	Königsblau	Schwarz	1/4 schraubbar	100 x 13	Papier	50	AA -