Vakuum-Sammelsysteme BD Vacutainer



Blut- oder Urinsammelsystem mit sterilen Vakuumröhrchen aus PET oder Glas.

- **Hemogard-Verschluss für erhöhte Sicherheit bei der Entnahme und beim Transport**
- **Minimieren das Risiko einer Exposition gegenüber Blut durch Spritzer oder Kontakt**
- **Entspricht den Standards ISO 6710, NF EN 14820 und CLSI H1-A6**

Röhrchen zur Blutentnahme

Trockene Röhrchen ohne Zusatzstoffe

Vol. (ml)	Maße (mm)	Farben Verschluss	Material	Etikett Papier	CHF pro 100
3	13 x 75	Weiß	PET	362725A	AA -

CAT-Röhrchen (Siliziumdioxid) mit Gerinnungsaktivator

Vol. (ml)	Maße (mm)	Farbe Kappe	Material	Papier-Etikett	CHFzu 100	Transparentes Etikett	CHFzu 100
2	13 x 75	Rot	PET	368492A	AA -	368271A	AA -
4	13 x 75	Rot	PET	369032	AA -	365904	AA -
6	13 x 100	Rot	PET	368815A	AA -	367819A	AA -
10	16 x 100	Rot	PET	367896A	AA -	-	-

SST II-Röhrchen mit Gerinnungsaktivator und Plasmaseparator

Vol. (ml)	Maße (mm)	Farbe Kappe	Material	Etikett Papier	CHFzu 100	Transparentes Etikett	CHFzu 100
2,5	13 x 75	Gold	PET	366882A	AA -	-	-
3,5	13 x 75	Gold	PET	367957	AA -	368498A	AA -
3,5	13 x 75	Rot	PET	366880A	AA -	-	-
3,5	13 x 75	Rost	PET	368965A	AA -	-	-
3,5	13 x 75	Transluzentes Weiß	PET	368967A	AA -	-	-
5	13 x 100	Gold	PET	367955A	AA -	366566A	AA -
5	13 x 75	Rot	PET	366881A	AA -	-	-
5	13 x 100	Rost	PET	368968A	AA -	-	-
5	13 x 100	Transluzentes Weiß	PET	368970A	AA -	-	-
8,5	16 x 100	Gold	PET	367953	AA -	366644	AA -
8,5	16 x 100	Rot	PET	366468A	AA -	-	-

Heparinisierte Röhrchen für die Plasmaanalyse

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Papier-Etikett	CHFzu 100	Transparentes Etikett	CHFzu 100
Lithium Heparin - LH							
2	13 x 75	Transluzentes Grün	PET	368494A	AA -	368272A	AA -
4	13 x 75	Grün	PET	368884A	AA -	368496A	AA -
6	13 x 100	Grün	PET	368886A	AA -	368889A	AA -
10	16 x 100	Grün	PET	367526A	AA -	-	-
Lithiumheparin LH und Plasmaseparator							
3	13 x 75	Hellgrün	PET	367374	AA -	368497A	AA -
4,5	13 x 100	Hellgrün	PET	367376A	AA -	366567A	AA -
8	16 x 100	Hellgrün	PET	367378A	AA -	-	-
Natriumheparin - NH							
4	13 x 75	Grün	PET	367869A	AA -	-	-
6	13 x 100	Grün	PET	367876A	AA -	-	-

Röhrchen zur Bestimmung von Spurenelementen

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 100
6	13 x 100	Marineblau	PET	CAT (Siliziumdioxid)	368380A	AA -
6	13 x 100	Marineblau	PET	K2 EDTA	368381A	AA -



Geben Sie die Artikelnummer auf milian.com ein, um die Auswahlhilfe für Vacutainer-Röhrchen zu finden

Röhrchen zur Bestimmung von Glukose und Laktat

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Etikett Papier	CHF pro 100	Transparentes Etikett	CHF pro 100
Fluorid/Oxalat-Röhrchen							
2	13 x 75	Grau	PET	368920A	AA -	-	-
4	13 x 75	Grau	PET	368921A	AA -	-	-
6	13 x 100	Grau	PET	368201A	AA -	-	-
Fluorid/EDTA-Röhrchen							
2	13 x 75	Grau	PET	368520A	AA -	367933A	AA -
4	13 x 75	Grau	PET	368521A	AA -	-	-

Vacutainer-Röhrchen für Gerinnungstests - 9NC Natriumcitrat / CTAD

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 100	Transparentes Etikett	CHF pro 100
4,5	13 x 75	Hellblau	Glas	0,105 M	367714A	AA -	-	-
1,8	13 x 75	Transluzentes Blau	PET	9NC - 0,109 M	-	-	368273A	AA -
2,7	13 x 75	Hellblau	PET	9NC - 0,109 M	363048	AA -	364305A	AA -
2,7	13 x 75	Hellblau	Glas	CTAD 0,109 M	-	-	-	-
4,5	13 x 75	Hellblau	Glas	CTAD 0,109 M	-	-	-	-
1,8	13 x 75	Transluzentes Blau	PET	9NC - 0,129 M	363097A	AA -	-	-
2,7	13 x 75	Hellblau	PET	9NC - 0,129 M	363079A	AA -	-	-
4,5	13 x 75	Hellblau	Glas	0,129 M	367704A	AA -	366646A	AA -

Röhrchen für die Hämatologie

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Etikett Papier	CHFzu 100	Transparentes Etikett	CHFzu 100
K2 EDTA-Röhrchen							
2	13 x 75	Transluzentes Violett	PET	368841A	AA -	368274A	AA -
3	13 x 75	Transluzentes Violett	PET	368856A	AA -	368499A	AA -
4	13 x 75	Violett	PET	368861A	AA -	367862	AA -
4	13 x 75	Rosa	PET	366164A	AA -	-	-
6	13 x 100	Violett	PET	367864A	AA -	365900A	AA -
10	16 x 100	Violett	PET	367525A	AA -	-	-
K3 EDTA-Röhrchen							
2	13 x 75	Transluzentes Violett	PET	367836A	AA -	367858	AA -
3	13 x 75	Transluzentes Violett	PET	368857A	AA -	-	-
4	13 x 75	Violett	PET	368860A	AA -	368270A	AA -
5	13 x 75	Rosa*	Glas	361017A	AA -	-	-

* Röhrchen Aprotinin/EDTA K3

4NC Natriumcitrat-Röhrchen - Sedimentation

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 100
5	10,25 x 120	Schwarz	Glas	0,105 M	366674A	AA -
1,6	13 x 75	Schwarz	Glas	0,129 M	367740A	AA -

Röhrchen zur Bestimmung der Blutgruppe - ACD-Lösung

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 100
6	13 x 100	Hellgelb	Glas	ACD - Lösung B	367756A	AA -
8,5	13 x 100	Hellgelb	Glas	ACD - Lösung A	366645A	AA -