BD Vacutainer - Vakuum-Entnahmesysteme (Fortsetzung)

Röhrchen zur Blutentnahme

PAXgene-Röhrchen

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Etikett Papier	CHF pro 100
PAXgene-Röhrchen zur RNA-Stabilisierung					
2,5	16 x 100	Transluzentes Weiß	PET	762165	AA -
PAXgene-Röhrchen zur intrazellulären DNA-Stabilisierung					
2,5	13 x 75	Transluzentes Weiß	PET	761165	AA -

Röhrchen für HIV- und HCV-Viruslasten

Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 100
5	13 x 100	Perlweiß	PET	K2 EDTA + Trenngel von Plasma	362795	AA -
8,5	16 x 100	Perlweiß	PET	K2 EDTA + Trenngel von Plasma	362799	AA -

CPT-Röhrchen zur Entnahme, Trennung und Aufbewahrung von mononukleären Zellen

Kategorien	Vol. (ml)	Maße (mm)	Kappen Farbe	Material	Zusatz	Etikett Papier	CHF pro 60
Glasröhrchen mit Trenngel und Ficoll Hypaque-Lösung Konventioneller Verschluss	8	16 x 125	Rot und Grün	Glas	Heparin-Natrium	362780	AA -
	4	13 x 100	Blau und schwarz	Glas	Natriumcitrat 0,100M	362781	AA -
	8	16 x 125	Blau und schwarz	Glas	Natriumcitrat 0,100M	362782	AA -

Blutentnahmeröhrchen: Microtainer-Röhrchen - Kapillarblutentnahme

- **Mit Microgard-Sicherheitsverschluss**
- **Außenmaße : 10 x 45 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen (µl)	Farben	VE	CHF/ VE
365964A	Trocken Röhrchen	250 - 500	Rot	50	AA -
365968A	SST Siliziumdioxid und Gel	400 - 600	Gold	50	AA -
365979A	SST Silica und Gel, Bernsteinröhrchen	400 - 600	Gold	50	AA -
365986A	Lithium-Heparin und Gel	400 - 600	Hellgrün	50	AA -
365988A	Lithium-Heparin und Gel, Bernsteinröhrchen	400 - 600	Hellgrün	50	AA -
365966A	Lithium-Heparin	200 - 400	Grün	50	AA -



Verlängerung für Microtainers

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
368933A	Verlängerungsstück Durchmesser 10 mm	50	AA -

Nadeln zur Blutentnahme unter Vakuum

BD Eclipse- und Eclipse Signal Nadeln

Kategorie	Beschreibung	Gauge	Farben	Einzelne Nadeln	Nadeln mit vormontiertem Entnahmekörper
Eclipse	Länge 32 mm	21	Grün	368609A	368650
		22	Schwarz	368610A	368651
VE				48	100
CHF/ VE				AA -	AA -
Eclipse Signal	Länge 32 mm Extradünne Wand und Indikator für den venösen Rückfluss	21	Grün	368837A	368835A
		22	Schwarz	368838A	368836A
VE				50	50
CHF/ VE				AA -	AA -



Eclipse einzeln

Eclipse + Probenkörper

Vacutainer Push Button: Blutentnahme und kurzzeitige Infusionen

Beschreibung	Gauge	Farben	UltraTouch-Nadel + Luer-Adapter	Nadel + Luer-Adapter	Nadel + Luer-Adapter und vormontierter Körper	Ohne Adapter
Sicherheits-Flügelkanülen, mit automatischem Rückzug Nadeln mit Adapter : Schlauch 178 mm Nadeln ohne Adapter : Schlauch 305 mm Nadellänge : 19 mm UltraTouch-Nadel: Pentapoint-Schliff, ultradünne Wand	21	Grün	367393A	367338	367355	367326A
	23	Hellblau	367392A	367336	367354	367324A
	25	Bleu Königsblau	367391A	367335	-	367323A
VE			50	50	100	50
CHF/ VE			AA -	AA -	AA -	AA -



Pushbutton + Körper

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com