
## Sezierschüssel



- Unverformbar und stoßfest
- Ausgestattet mit einem hellen, verrottungsfesten, herausnehmbaren Boden
- Einfach zu reinigen

| Art. Nr. | Bezeichnung | Maße (B x L x H) (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| 232000 | Boden | 290 x 190 | AA - |

## Sezierbrett



Sezierbrett aus Polypropylen.
Maße: 300 x 210 x 9 mm.

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 030927 | Sezierbrett | AA - |

## Dissektionstablett




Dissektionsplatte, die auf eine Haltebasis gestellt werden soll.

### Basis Eigenschaften

- Mit Behälter für Reinigungsflüssigkeiten
- Aus HIPS (High impactpolystyrene)
- Maße: 481 x 656 x 91 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 040259 | Basis für Seziertisch | AA - |
| 040263 | Dissektionstablett | AA - |




### Tablett Eigenschaften

- Wird zur besseren Stabilität auf die Basis gelegt
- Untersuchtes Plateau mit Abflussrinnen
- Einteilung in cm und inches
- Raster mit mm-Einteilung Messkreise für Biopsieteile mit Durchmesser in mm oder inches
- Aus hochdichtem Polyethylen
- Maße : 575 x 400 x 12,5 mm

## Sezierbesteck

Set von Sezierinstrumenten aus Edelstahl (CE-Kennzeichnung) in einem Etui mit Velours-Innenfutter und Reißverschluss.



| Inhalt | Anzahl Einheiten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| Spitzschere abgerundet 14 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Feine Schere spitz 11 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chirurgische Schere, gerade, 16 cm | - | - | - | - | 1 |
| Gerade Pinzette, abgerundete Enden 14 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Gerade Klemme 15,5 cm | - | - | - | - | 1 |
| Dünne Pinzette spitz 11 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Zange 2 Krallen | - | 1 | - | - | 1 |
| Mayo-Hegel-Klemme Nadelhalter 16 cm | - | - | - | - | 1 |
| "Dumont" Pinzette Nr. 5 11 cm | - | 1 | - | 1 | - |
| Skalpellgriff Nr. 3 | - | - | - | - | 1 |
| Skalpellgriff Nr. 4 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Skalpellklinge Nr. 21 | 5 | 5 | - | - | |
| Skalpellklinge für Griff Nr. 3 | - | - | - | - | 1 |
| Skalpellklinge für GriffNr. 4 | - | - | - | - | 1 |
| Skalpell mit fester Klinge 40 mm | - | - | 1 | 1 | - |
| Skalpell mit fester Klinge 50 mm | - | - | - | 1 | - |
| Adson-Geburtszangen 12 cm | - | - | - | - | 1 |
| Rasiermesser für Histologie Metallgriff | - | - | - | 1 | - |
| Spitznadel (Metallgriff) | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Lanzettförmige Nadel (Metallgriff) | - | - | 1 | 1 | - |
| Gebogene Dissektionsnadel | - | - | - | - | 1 |
| Gerade Dissektionsnadel | - | - | - | - | 1 |
| Geriffelte Sonde | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Geknöpfte Sonde | - | 1 | - | - | - |
| Gerade Klemme Clamp 14 cm | - | - | - | - | 1 |
| Tropfenzähler | - | - | - | - | 1 |
| Lineal aus Edelstahl | - | - | - | - | 1 |
| Haken mit Kette | - | - | - | - | 1 |
| **Art. Nr. Kit** | **005100** | **005101** | **005102** | **005103** | **W504167** |
| **CHF das Set** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |