
Gerade Klemmen



	Nickel-Klemme		Klemmen aus Edelstahl		Klemmen aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung		Klemmen aus Leichtstahl	
A x B (mm)	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
150 x 72	**442212**	**AA -**	**442214**	**AA -**	**442215**	**AA -**	-	-
200 x 95	**442213**	**AA -**	-	-	-	-	-	-
210 x 105	-	-	**442216**	**AA -**	**442233**	**AA -**	-	-
320 x 130	-	-	**442234**	**AA -**	-	-	-	-
508 x 130	-	-	**442235**	**AA -**	-	-	-	-
160 x 75	-	-	-	-	-	-	**442236**	**AA -**
210 x 110	-	-	-	-	-	-	**442237**	**AA -**
410 x 130	-	-	-	-	-	-	**442238**	**AA -**




Flansch- und Becherglaszange aus Edelstahl



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
442252	Flanschklemme, Länge : 235 mm	**AA -**
442253	Becherklemme, Länge : 356 mm	**AA -**

Klemme aus glasfaserverstärktem Polypropylen



- **Aus glasfaserverstärktem Polypropylen**
- **Länge: 125 mm**
- **Mit Ethylenoxid sterilisierbar oder autoklavierbar**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
020416	Klammer aus glasfaserverstärktem	PP 100	**AA -**

Sterile Entnahmeklemme



- **Mit geprägter Innenfläche, um Gegenstände besser greifen zu können**
- **Steril, Einzelverpackung**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
085931	Entnahmeklemme Länge 108 mm	25	**AA -**