POM-Klemmen

Klemmen aus Polyoxymethylen (POM), gelb.

- **Wiederverwendbar, autoklavierbar**
- **Abgerundete, flexible Enden**

Art. Nr.	Länge (mm)	VE	CHF/ VE
391067	117	5	**AA -**
391068	148	5	**AA -**
391069	253	5	**AA -**




Styroporklammern

Pinzette aus blauem Polystyrol, nicht steril oder steril in Einzelblistern.

- **Flexibel und leicht**
- **Gezahnte Spitzen**
- **Länge 125 mm oder 105 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
956507	Nicht sterile Klemme 125 mm	1500	1500	**AA -**
956506	Sterile Pinzette 125 mm in Blisterpackung	1	100	**AA -**
956509	Sterile 125-mm-Klemme in Blisterpackung, CE-zertifiziert	1	100	**AA -**
064003	Nicht sterile Klemme 105 mm	100	100	**AA -**
064004	Sterile Pinzette 105 mm in Blisterpackung	1	100	**AA -**




Sterile Pinzette

Kunststoffklemme für den einmaligen Gebrauch.

- **Aus Polypropylen und Glasfaser**
- **Mit Ethylenoxid sterilisiert**
- **In peelbarer Einzelverpackung**

Art. Nr.	Material	Typ	Länge (mm)	VE	CHF/ VE
030771	Verstärkter Kunststoff	Spitz zulaufende Enden	110	100	**AA -**



Einweg Geburtszange

Autoklavierbar

- In der dunkelblauen Farbe, die Zange mit innerer Führung, spitze Spitzen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
037876	Pinzette dunkelblau 111 mm	6	**AA -**



Zangen aus Polymerlegierung

- **Silikon- und aminfrei**
- **Säurebeständig**
- **Nicht magnetisch**
- **Antibakteriell**
- **Beständig bis zu +175 °C**

Art. Nr.	L x B (mm)	Breite Spitze (mm)	Dicke : Spitze (mm)	CHF
327007	121,5 x 9,5	0,6 ± 0,1	0,4 ± 0,1	**AA -**
327008	119,7 x 9,1	1,9 ± 0,1	0,3 ± 0,1	**AA -**



327007



327008

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com