
Feine Pinzette



Pinzetten vom Typ "Dumont", spitz und dünn. Aus Edelstahl
CE-Kennzeichnung

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø Spitze (mm)	Länge (cm)	CHF
005091	Gerade Klemme Typ Nr. 3	0,65	12	**AA -**
005092	Gerade Klemme Typ Nr. 5	0,55	11	**AA -**
005093	Gebogene Klemme Typ Nr. 7	0,40	11	**AA -**
005094	Klemme Typ Feilchenfeld	0,85	11	**AA -**

Sezierzangen



Art. Nr.	Anwendung	Länge (cm)	Form	CHF
711197	Splitterpinzette	10	Spitz	**AA -**
711198	Dissektionspinzette	10	Fein gebogen	**AA -**
711199	Dissektionspinzette	11,50	Fein Gerade	**AA -**
711200	Zange Pinzette	13	Abgewinkelt	**AA -**
711201	Dissektionspinzette	14	Fein gerade	**AA -**
711202	Dissektionspinzette	11,50	Stark gerade	**AA -**
711203	Dissektionspinzette	14,50	Stark gerade	**AA -**

EDELSTAHL SEZIERUNG PROBENAHME

Zange aus Edelstahl 18/12 Wironit

Wironit ist ein 18/12-Edelstahl mit 18 % Chrom und 10-12 % Nickel, der noch korrosionsbeständiger ist.



Typ		Länge (mm)	Art. Nr.	CHF
Dissektion	Spitz	120	**491030**	**AA -**
	Spitz	160	**491031**	**AA -**
Vorbereitung	Abgerundet	100	**491032**	**AA -**
	Spitz	100	**491033**	**AA -**
Pinzette	Gebogen	105	**491034**	**AA -**
	Gebogen	115	**491035**	**AA -**
	Gebogen	130	**491036**	**AA -**
	Gerade	120	**491039**	**AA -**
	Gerade	130	**491037**	**AA -**
	Gerade	140	**491040**	**AA -**
	Abgerundet	115	**491038**	**AA -**
Dumont	n° 4	105	**491041**	**AA -**
	Eckig	105	**491042**	**AA -**
	Gebogen	105	**491043**	**AA -**
	Nr. 7	105	**491044**	**AA -**
Lötstelle	Gerade	160	**491045**	**AA -**
Für Lamellen	-	105	**491046**	**AA -**
	Gebogen	160	**491047**	**AA -**
	Gerade	160	**491048**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com