Greifzangen

CE-Kennzeichnung Aus Edelstahl gefertigt, diese Zangen weisen :
- entweder 1 Kralle an einem Ende und 2 Krallen am anderen Ende ;
- entweder 2 Krallen an einem Ende und 3 Krallen am anderen Ende.



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (cm)	CHF
005089	Zange mit 3 Krallen (1 + 2)	14	AA -
005090	Zange mit 5 Krallen (2 + 3)	14	AA -

Pinzette für Deckgläser



Pinzette aus 18/8-Edelstahl oder teflonbeschichtetem Stahl für Deckgläser.

Art. Nr.	Material	Spitze	Länge (mm)	CHF
076135	Edelstahl	Gerade	105	AA -
076136	Edelstahl	Gebogen	105	AA -
076137	Teflon Stahl	Gebogen	105	AA -

Präzisionspinzetten



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
076419	Pinzette, gerade 120 mm	AA -
076420	Winkelpinzette 120 mm	AA -

Klammern für Membranfilter

- **Für die Handhabung von Membranfiltern**
- **Pinzette aus poliertem Edelstahl mit flachen, abgerundeten Enden**
- **Sterilisierbar im Autoklaven oder durch Abflammen nach Einweichen in Alkohol**
- **3er-Set: Anisgrün, Türkisblau und Fuchsiapink**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF im 3er-Pack
051000	Flache Zange, 3er-Set, farblich sortiert	AA -

Wafer Klemmen

Filterklemmen

- **Aus chirurgischem Stahl**
- **Leitfähige Weichspitzen aus Glasfasern**
- **Beständig bis zu +250 °C**
- **Glatte Oberfläche**



Art. Nr.	L x B (mm)	Breite Spitze (mm)	Dicke Spitze (mm)	CHF
327001	136,3 x 10,2	13,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	AA -
327002	136,6 x 9,8	27,4 ± 0,1	0,3 ± 0,1	AA -

Lamellenzange

- **Aus chirurgischem Stahl**
- **Oberflächenbehandlung: sandgestrahlt**
- **Säurebeständig**
- **Rostfrei**
- **Antimagnetisch**



Art. Nr.	L x B (mm)	Spitzen Breite (mm)	Spitzen Dicke (mm)	CHF
327003	132,2 x 10,4	60,1 ± 0,2	0,4 ± 0,1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com