Pinzetten, Nadelhalter und Scheren aus Titan oder Edelstahl

Art. Nr.	Schema	Typ	Länge (cm)	CHF
500085	I	Nr. 5, ultrafeine Spitze - aus Edelstahl - 0,025 x 0,015 mm	-	**AA -**
170136	-	Dumont-Klemme 0,06 x 0,01 mm	-	**AA -**
W501923	-	Nadelhalter	14	**AA -**
143620B	L	Vannas, gerade - Klingen 7,5 mm	8	**AA -**
W555641S	-	Vannas, gebogen - Klingen 7,5 mm	8	**AA -**



Holzzangen für Röhrchen



Gefederte Holzklemme zur Handhabung heißer Röhrchen oder zum Halten der Röhrchen in der Flamme. Für alle Röhrchen von 13 bis 30 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
046007	Holzklammern Länge 200 mm	**AA -**
046008	Holzzange Länge 250 mm	**AA -**

Clamp-Klemme Typ Schere



Klammer aus blauem Polypropylen.

- **Die Klammern sind für einen guten Griff geriffelt**
- **Der Scherengriff hat einen Verriegelungshaken**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
029111	Clamp-Klemme	12	**AA -**

Kocher-Klemme



Zange aus Edelstahl mit 2 Klammern. CE-Kennzeichnung

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (cm)	CHF
005099	Kocher-Klemme	16	**AA -**

Ultradünne Schere



Schere aus Edelstahl. Ausgezeichnete Schärfe. CE-Kennzeichnung

Art. Nr.	Form	Enden	Länge (cm)	CHF
005066	Gerade	Abgerundet - Abgerundet	12	**AA -**
005067	Gerade	Spitz - Abgerundet	12	**AA -**
005068	Gerade	Spitz - Spitz	12	**AA -**
005069	Gebogen	Abgerundet - Abgerundet	12	**AA -**
005070	Gebogen	Spitz - abgerundet	12	**AA -**
005071	Gebogen	Spitz - Spitz	12	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com