
Scheren für den einmaligen Gebrauch



- **Klinge aus Edelstahl und Griff aus Kunststoff**
- **Mit Ethylenoxid sterilisiert**
- **Einheitliche Verpackung**
- **Verpackt zu 100**

Art. Nr.	Länge (mm)	Spitzen	Typ	VE	CHF/ VE
030676	115	Rund	-	100	**AA -**
030677	115	Spitz/Schaumstoff	Hohe Präzision	100	**AA -**
030678	115	Spitz	-	100	**AA -**
030679	110	Spitz	Drahtschneider	100	**AA -**

Schere aus Edelstahl 18/12 Wironit

Wironit ist ein 18/12-Edelstahl mit 18 % Chrom und 10-12 % Nickel, der noch korrosionsbeständiger ist und antimagnetisch wirkt.









Art. Nr.	Länge (mm)	Enden	CHF
491010	110	Spitz - Spitz	**AA -**
491012	130	Spitz - Abgerundet	**AA -**
491013	145	Spitz - Abgerundet	**AA -**
491014	160	Spitz - Abgerundet	**AA -**

Universalschere





Universalschere ganz aus Edelstahl

Art. Nr.	Typ	Gesamtlänge (mm)	Länge Klingen (mm)	CHF
076139	Ganz aus Edelstahl	100	30	**AA -**
076140	Ganz aus Edelstahl	115	45	**AA -**
076141	Ganz aus Edelstahl	130	50	**AA -**
076142	Ganz aus Edelstahl	145	60	**AA -**
076144	Ganz aus Edelstahl	165	70	**AA -**
076145	Ganz aus Edelstahl	180	80	**AA -**

Allzweckschere aus Edelstahl, die sich besonders für den Einsatz im Labor geeignet.

Universalschere mit kunststoffbeschichtetem Griff

Art. Nr.	Typ	Gesamtlänge (mm)	Länge Klingen (mm)	CHF
076146	Plastifizierter Griff	130	50	**AA -**
076147	Plastifizierter Griff	150	70	**AA -**
076148	Plastifizierter Griff	200	100	**AA -**
076149	Plastifizierter Griff	250	120	**AA -**