
Set aus Löffeln und Spateln + 1 Zange



- **Geliefert in 1 Tragetasche im Taschenformat**
- **6 Spatelmodelle und eine Zange**
- **Aus Edelstahl**
- **Autoklavierbar**



Drei Modelle in große Größe und drei Modelle in kleine Größe :
- 1: Doppelspatel mit runder Spitze in großer Größe ;
- 2: Doppelspatel runde Spitze kleine Größe ;
- 3: Doppelter Spatel Löffelspitze große Größe ;
- 4: Doppelspatel Spitze Löffel kleine Größe ;
- 5: Doppelspatel Spitze Mikrolöffel kleine Größe ;
- 6: Doppelspatel Spitze Mikrolöffel große Größe.

	Klemme	Modell 1:	Modell 2:	Modell 3:	Modell 4:	Modell 5:	Modell 6:
L. gesamt (A)	14 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
F x E (cm)	-	3,80 x 0,90	3,50 x 0,41	3,90 x 0,80	3,50 x 0,47	1,90 x 0,50	2,50 x 0,70
B x C (cm)	-	3,80 x 0,90	3,50 x 0,41	3,90 x 0,80	3,50 x 0,47	3,80 x 0,50	3,40 x 0,70

Set aus Löffeln und Spatel + Zange


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085114	Set aus Spatel und Löffel + Zange	**AA -**

Laborlöffel



Löffel aus Edelstahl 18/8.

- **Einfach, doppelt oder mit Spatel**
- **Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit**
- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Anti-magnetisch**



	Einfacher Löffel			Doppelter Löffel				Spatel-Löffel			
Länge A (mm)	**Art. Nr.**	**F x E (mm)**	**CHF**	**Art. Nr.**	**F x E (mm)**	**B x C (mm)**	**CHF**	**Art. Nr.**	**F x E (mm)**	**B x C (mm)**	**CHF**
120	**076150**	30 x 22	**AA -**	**076156**	30 x 22	23 x 17	**AA -**	**076462**	30 x 22	35 x 10	**AA -**
150	**076151**	30 x 20	**AA -**	**076157**	30 x 22	23 x 17	**AA -**	**076268**	30 x 22	40 x 10	**AA -**
180	**076152**	40 x 29	**AA -**	**076158**	40 x 29	30 x 22	**AA -**	**076463**	40 x 29	50 x 12	**AA -**
210	**076153**	40 x 29	**AA -**	**076159**	40 x 29	30 x 22	**AA -**	**076464**	40 x 29	50 x 12	**AA -**
250	**076154**	48 x 35	**AA -**	**076160**	48 x 35	40 x 29	**AA -**	**076465**	48 x 35	70 x 14	**AA -**
300	**076155**	48 x 35	**AA -**	**076161**	48 x 35	40 x 29	**AA -**	**076466**	48 x 35	70 x 14	**AA -**

Spatel Mikro-Schaufel



Doppelspatel, die an einem Ende einen flachen Spatel und am anderen Ende eine halbröhrenförmige Mikrospatel umfassen. Edelstahl 18/8 mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch.

	Spatel Breite 4 mm			Spatel Breite 9 mm		
Länge (mm)	**Art. Nr.**	**L x B (mm)**	**CHF**	**Art. Nr.**	**L x B (mm)**	**CHF**
130	**076162**	40 x 4	**AA -**	**076166**	40 x 9	**AA -**
150	**076163**	45 x 4	**AA -**	**076167**	45 x 9	**AA -**
185	**076164**	50 x 4	**AA -**	**076168**	50 x 9	**AA -**
210	**076165**	60 x 4	**AA -**	**076169**	50 x 9	**AA -**

Doppelte Mikrolöffel



Doppelspatel in Löffelform oder Mikrospatel, die an beiden Enden gebogen sind. Edelstahl 18/8 mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Spatel (mm)	CHF
076170	130	10 x 5	**AA -**
076171	185	10 x 5	**AA -**
076172	210	12 x 5	**AA -**
076173	150	15 x 7	**AA -**
076174	200	17 x 7	**AA -**
076175	250	20 x 7	**AA -**
076176	180	25 x 7	**AA -**
076177	210	25 x 12	**AA -**