Doppelte Mikrospateln

Spatel aus Edelstahl

Doppelte Mikrospateln, die an beiden Enden flach sind. Edelstahl 18/8 mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Spatel (mm)	CHF	Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Spatel (mm)	CHF
076215	100	30 x 2	**AA -**	**076226**	130	40 x 5	**AA -**
076216	130	40 x 2	**AA -**	**076227**	150	40 x 5	**AA -**
076217	150	40 x 2	**AA -**	**076228**	185	50 x 5	**AA -**
076218	100	35 x 3	**AA -**	**076229**	210	55 x 5	**AA -**
076219	130	40 x 3	**AA -**	**076230**	150	40 x 6	**AA -**
076220	150	40 x 3	**AA -**	**076231**	185	50 x 6	**AA -**
076221	100	35 x 4	**AA -**	**076232**	210	55 x 6	**AA -**
076222	130	40 x 4	**AA -**	**076233**	150	40 x 9	**AA -**
076223	150	40 x 4	**AA -**	**076234**	185	50 x 9	**AA -**
076224	185	50 x 4	**AA -**	**076235**	210	55 x 9	**AA -**
076225	100	35 x 5	**AA -**	-	-	-	-



Nickelspatel - Nickel 99,5 %; Zwei flache Seiten.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Spatel (mm)	CHF
076236	100	35 x 4	**AA -**
076237	130	40 x 4	**AA -**
076238	185	50 x 5	**AA -**
076239	210	55 x 6	**AA -**

Spatel Löffel

Flache Spatel an einem Ende, Löffel am anderen Ende. Edelstahl 18/8 mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Löffel (mm)	CHF
076178	180	25 x 8	**AA -**
076179	210	25 x 12	**AA -**
076180	230	25 x 12	**AA -**
076181	130	10 x 5	**AA -**
076182	185	10 x 5	**AA -**
076183	210	12 x 5	**AA -**



Mikrospatel Löffel

Flache Mikrospatel an einem Ende, Mikrolöffel am anderen Ende. Edelstahl 18/8 mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	L x B Spatel (mm)	L x B Löffel (mm)	CHF
076184	150	40 x 5	9 x 5	**AA -**
076185	180	40 x 5	9 x 5	**AA -**
076186	150	40 x 5	7 x 5	**AA -**
076187	150	45 x 5	6 x 4	**AA -**
076188	150	45 x 5	5 x 3	**AA -**
076189	200	45 x 5	9 x 5	**AA -**



Spatel Mikroschaufeln

Doppelte Spatel, die an beiden Enden flach sind.
18/8 Edelstahl mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit, nicht magnetisch, oder Nickel 99,5 %.

		Spatel aus Edelstahl		Spatel Nickel	
Gesamtlänge (mm)	**L x B Spatel (mm)**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
130	40 x 9	**076195**	**AA -**	**076204**	**AA -**
150	45 x 9	**076196**	**AA -**	**076205**	**AA -**
185	50 x 9	**076197**	**AA -**	**076206**	**AA -**
210	60 x 11	**076198**	**AA -**	**076207**	**AA -**
250	70 x 11	**076199**	**AA -**	**076208**	**AA -**
300	75 x 16	**076200**	**AA -**	-	-
350	85 x 16	**076201**	**AA -**	-	-
400	100 x 16	**076202**	**AA -**	-	
500	100 x 20	**076203**	**AA -**	-	



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com