Antistatische Spatel aus Polystyrol

- Einweg
- Individuelle Verpackung
- Steril

Pyrogen | DNase RNase



Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite Löffel (mm)	Breite andere Seite (mm)	CHF zu 100
003003	Mit Löffelseite / spitzer Löffel	246	12	12	AA -
003004	Mit Löffelseite / Feinlöffel	0,49	12	6	AA -
003005	Mit Löffelseite / abgerundet	247	12	8	AA -
003006	Mit Löffelseite / V	247	12	8	AA -
003007	Mit Löffelseite / flach	247	12	8	AA -

Mikrospatel zur Probenentnahme



- Weißes Polystyrol
- Einweg
- Abgerundete Enden von 1,0 und 0,25 ml
- Produktion, Montage und Verpackung, die die Kriterien der Reinraumklasse 7 erfüllen
- Entspricht den EU- und FDA-Lebensmittelrichtlinien

Art. Nr.	Steril	Einzeln verpackt	CHF
795633	Nein	Nein	AA -
795634	Ja	Ja	AA -

Schwarze sterile Löffel

- Aus Polystyrol, steril,einzeln verpackt
- 3 Größen verfügbar: 60, 125 und 250 ml
- Schwarze Löffel, um das zu übertragende Material besser sichtbar zu machen



Art. Nr.	Kapazität (ml)	VE	CHF/ VE
088727B	60	100	AA -
088728B	125	100	AA -
088729B	250	100	AA -

Multifunktionsbesteck

- 3 in 1: Löffel, Gabel und Messer
- Scharfe Seiten für Rechts- und Linkshänder
- Länge: 180 mm
- Aus weißem Polystyrol
- Sterile Einzelverpackung
- Entnahme von flüssigen oder festen Proben
- Lebensmitteltauglichkeit: Material entspricht der Verordnung Nr. 1935/2004



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
150127	Multifunktionsbesteck	500	AA -

Löffel mit Spatel, zum einmaligen Gebrauch


- Doppelspatel mit 0,5 ml Löffel und 17 mm Spatelklinge
- Aus weißem Polystyrol
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Produziert und zusammengebaut in einem Reinraum Klasse 7
- Entspricht den Richtlinien EU food und FDA



Art. Nr.	Bezeichnung	Steril	Einzeln verpackt	VE Box	CHF Box
795631	Löffel mit Spatel LaboPlast	Nein	Nein	100	AA -
795632	Löffel mit Spatel SteriPlast	Ja	Ja	100	AA -

Löffel aus Polystyrol

Material	Polystyrol
Länge (mm)	150
Volumen (ml)	8
Steril	Ja
Art. Nr.	**483044**
Packungseinheit	1
VE	1000
CHF/VE	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com