Schaufeln, Löffel und Spatel für die Probenentnahme Laboplast und Steriplast







- Aus weißem Polystyrol
- Individuelle Verpackung
- Produziert und zusammengebaut in Reinräumen der Klasse 7
- Steriplast-Qualität: steril gamma-bestrahlt (mindestens 10 kGy)
- Entspricht den Richtlinien EU food und FDA

Laboplast bio und Steriplast bio

- Aus weißem Polyethylen
- Materialien und Verpackungen, die vollständig aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden

Steriplast detektierbar

- Aus blauem Polystyrol
- Mit Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen erkennbar

1 Probenschaufeln

Kapazität (ml)	Länge (mm)	Deckel	VE	VE Box	Laboplast Art. Nr.	Laboplast CHF	Steriplast Art. Nr.	Steriplast CHF	Laboplast Bio Art. Nr.	Laboplast Bio CHF	Steriplast Bio Art. Nr.	Steriplast Bio CHF	Steriplast detektierbar Art. Nr.	Steriplast detektierbar CHF
25	141	Nein	1	10	795500	AA -	795508	AA -	795516	AA -	795520	AA -	795651	AA -
25	142	Ja	1	10	795501	AA -	795509	AA -	-	-	-	-	-	-
50	160	Nein	1	10	795502	AA -	795510	AA -	795517	AA -	795521	AA -	795652	AA -
50	161	Ja	1	10	795503	AA -	795511	AA -	-	-	-	-	-	-
100	205	Nein	1	10	795504	AA -	795512	AA -	795518	AA -	795522	AA -	795653	AA -
100	206	Ja	1	10	795505	AA -	795513	AA -	-	-	-	-	-	-
150	216	Nein	1	10	795506	AA -	795514	AA -	795519	AA -	795523	AA -	795654	AA -
150	218	Ja	1	10	795507	AA -	795515	AA -	-	-	-	-	-	-
250	232	Nein	1	10	795560	AA -	795564	AA -	-	-	-	-	795655	AA -
250	235	Ja	1	10	795561	AA -	795565	AA -	-	-	-	-	-	-
500	280	Nein	1	10	795562	AA -	795566	AA -	-	-	-	-	795656	AA -
500	283	Ja	1	10	795563	AA -	795567	AA -	-	-	-	-	-	-
1000	332	Nein	1	10	795639	AA -	795640	AA -	-	-	-	-	795657	AA -

2 Probenahme-Löffel

Kapazität (ml)	Länge (mm)	VE	VE Box	Laboplast Art. Nr.	Laboplast CHF	Steriplast Art. Nr.	Steriplast CHF	Laboplast Bio Art. Nr.	Laboplast Bio CHF	Steriplast Bio Art. Nr.	Steriplast Bio CHF	Steriplast detektierbar Art. Nr.	Steriplast detektierbar CHF
2,5	127	1	100	795524	AA -	795526	AA -	795528	AA -	795530	AA -	795659	AA -
10	170	1	100	795525	AA -	795527	AA -	795529	AA -	795531	AA -	795660	AA -

3 Spatel für die Probenentnahme

L. Klinge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Hülle	VE	VE Box	Laboplast Art. Nr.	Laboplast CHF	Steriplast Art. Nr.	Steriplast CHF	Laboplast Bio Art. Nr.	Laboplast Bio CHF	Steriplast Bio Art. Nr.	Steriplast Bio CHF	Steriplast detektierbar Art. Nr.	Steriplast detektierbar CHF
150	263	Nein	1	10	795532	AA -	795534	AA -	795536	AA -	795537	AA -	795658	AA -
150	268	Ja	1	10	795533	AA -	795535	AA -	-	-	-	-	-	-





Steriles SteriPlast Entnahmeset

Set mit zehn Steriplast-Schaufeln oder -Spateln und zehn SteriBag Premium-Beuteln.

Art. Nr.	Kit-Komponenten	CHF
795662	10 Steriplast 50 ml Probenschaufeln Art. Nr. 795510 und 10 SteriBag Premium 300 ml Art. Nr. 795661	AA -
795663	10 Steriplast 150 mm Entnahmespatel Art. Nr. 795532 und 10 SteriBag Premium 300 ml Art. Nr. 795661	AA -

Kleine Spatel



- Weiß
- Einsetzbar bis zu 230 °C

Art. Nr.	Länge (cm)	CHF
857049	30	AA -
857050	40	AA -



- 200 °C-beständiger Griff
- Palette bei 260 °C

Art. Nr.	Länge (mm)	CHF
857051	250	AA -
857052	350	AA -
857053	450	AA -