Probenahme-Löffel

- Aus Kunststoff, sterilisiert
- Ideal für alle Probenahmen von festen oder flüssigen Proben
- Aus High Impact Polystyrol
- Sterile Einzelverpackung oder nicht sterile 12er-Packung
- Langer Stiel für einfache Entnahme
- Einteiliges kostengünstiges Modell





Kleine sterile Löffel

Vol. (ml)	Länge des Stiels (mm)	Verpackt zu	Art. Nr.	CHF Box zu 200	Art. Nr.	CHF Box zu 10
1,2	178	1	085876	AA -	085876A	AA -
2,5	178	1	085877	AA -	085877A	AA -
5	178	1	085878	AA -	085878A	AA -
15	178	1	085879	AA -	085879A	AA -

Große sterile Löffel

Vol. (ml)	L x B x H (mm)	Gesamtlänge (mm)	Verpackt zu	Art. Nr.	CHF Box zu 100	Art. Nr.	CHF Box zu 10
60	25 x 76 x 38	178	1	085881	AA -	085881A	AA -
125	25 x 89 x 44	191	1	085882	AA -	085882A	AA -
250	51 x 127 x 51	216	1	085883	AA -	085883A	AA -



Preiswerte einteilige Löffel - steril einzeln oder nicht steril (pro 12).

	Einzeln steril							Nicht steril			
Vol. (ml)	Verpackt zu	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
1,25	1	085975	100	AA -	085975A	10	AA -	085989	12	12	AA -
2,5	1	085976	100	AA -	085976A	10	AA -	085990	12	12	AA -
5	1	085977	100	AA -	085977A	10	AA -	085991	12	12	AA -
8	1	085978	100	AA -	085978A	10	AA -	085992	12	12	AA -
20	1	085979	100	AA -	085979A	10	AA -	085993	12	12	AA -
63	1	085980	50	AA -	-	-	-	085985	12	12	AA -
83	1	085981	50	AA -	-	-	-	085986	12	12	AA -
125	1	085982	50	AA -	-	-	-	085987	12	12	AA -
250	1	085983	50	AA -	-	-	-	085988	12	12	AA -



Nicht sterile Schaufeln und Löffel zur Probenentnahme: Seite 963

Langer steriler Entnahmelöffel

- Kapazität 25 ml, Länge 254 mm
- Steril, zum einmaligen Gebrauch, einzeln verpackt
- Aus High Impact Polystyrol



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
085984	Langer Löffel, 25 ml	25	AA -

Umweltfreundliche Löffel und Spatel

- Neue umweltfreundliche Spatel (A) und Löffel mit breitem (B) oder langem (C) Griff
- Hergestellt aus Polymilchsäureharz (PLA)
- Vollständig biologisch abbaubar

GoGreen







Umweltfreundliche Spatel (A)				Öko-Löffel mit breitem Griff (B)					Öko-Löffel mit langem Griff (C)				
Art. Nr.	L. Stiel (mm)	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Vol. (ml)	L. Stiel (mm)	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Vol. (ml)	L. Stiel (mm)	VE	CHF/ VE
085135	147	100	AA -	085130	1,25	102,7	10	AA -	085137	1,23	178	10	AA -
085136	147	500	AA -	085131	2,5	106,7	10	AA -	085138	2,46	178	10	AA -
-		-	-	085132	5	114,5	10	AA -	085139	4,93	178	10	AA -
-		-	-	085133	8	125,5	10	AA -	-	-	-	-	-
-		-	-	085134	20	130,3	10	AA -	-	-	-	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com