Whirl-Pak-Beutel mit Entnahmeschwamm

- **Aus Polyethylen niedriger Dichte, nicht autoklavierbar**
- **Steril**
- **Verschluss der Beutel mit Metalllaschen**
- **Beutel mit Schwamm zur Probenahme von Umweltoberflächen**



952920



952919

Whirl-Pak-Beutel speci-sponge

- **Maße des Schwamms (L x B x H) : 76 x 38 x 15 mm**
- **Entnahmestab: für schwer zugängliche Bereiche**

				Trockener Schwamm			Vorbefeuchteter Schwamm*		
Zusammensetzung des Beutels	**B x H (mm)**	**Vol. (ml)**	**Dicke (µm)**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Schwamm	115 x 230	532	64	**052969**	100	**AA -**	**952918**	100	**AA -**
Schwamm und steriler Handschuh	115 x 230	532	64	**052971**	100	**AA -**	**952919**	100	**AA -**
Schwamm	190 x 300	1627	102	**052970**	100	**AA -**	-	-	-

*Schwamm, der mit einer neutralisierenden Pufferlösung vorbefeuchtet wurde.

Whirl-Pak Hydrated Polysponge-Beutel

- **Aus hochdichtem Polyurethan**
- **Mit einer neutralisierenden HiCap-Brühe vorbefeuchteter Schwamm**
- **Hydrated polyprobe: Schwamm mit Entnahmestab für schwer zugängliche Bereiche**

Art. Nr.	Bezeichnung	B x H (mm)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
952915	Hydrated polysponge	115 x 230	64	100	**AA -**
952916	Hydrated polysponge mit sterilem Handschuh	115 x 230	64	100	**AA -**
952917	Hydrated polyprobe	150 x 230	64	100	**AA -**



952915




952916



Laboplast-Schaber

- **Aus Polystyrol**
- **Hergestellt im Reinraum Klasse 7**
- **Zum Kratzen, Glätten oder Reinigen**
- **Ideal für Ihren Gefrierschrank**
- **Individuelle Verpackung**

Art. Nr.	Steril	Farben	VE	CHF/ VE
795670	Nein	Weiß	10	**AA -**
795673	Ja	Blau	10	**AA -**






Schaber Spatelform

Maße: 35 mm
Kompatibel mit Rührstäben ø 8 mm.

Grau	Rot	Transparent	VE	CHF/ VE
091821	**091822**	**091823**	10	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com