
Stativklemmen



942905


068861


068864


068865


068868


068869


068870


068871


068873


068876


068877


068878

- **Ring für Scheidetrichter und Trichter**
- **Zange mit abnehmbarer Nuss: zentrale Einstellung, mit der die Neigung der Zange eingestellt werden kann**
- **Dreifingerzange "Winkel": Die Winkel sind stärker ausgeprägt**
- **4-Finger-Klemme für Ballonflaschen, Phiolen, Erlenmeyer..**

Ringe, Klammern

Art. Nr.	Bezeichnung	Abstand (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ø Stab : (mm)	Länge (mm)	Material	CHF
942905	Geschlossener Ring	-	140	NC	NC	225	Ni / Cr	**AA -**
068859	Offener Ring	-	60	46	7	180	Ni / Cr	**AA -**
068860	Offener Ring	-	80	65	7	195	Ni / Cr	**AA -**
068861	Offener Ring	-	100	82	8	200	Ni / Cr	**AA -**
068862	Offener Ring	-	120	102	8	215	Ni / Cr	**AA -**
068863B	Offener Ring	-	140	125	8	225	Ni / Cr	**AA -**
068864	Dreifingerklemme	0-30	-	-	8	120	Ni / Cr	**AA -**
068865	Dreifingerklemme	0-95	-	-	8	140	Chr / Alu	**AA -**
068866	Dreifingerklemme	0-95	-	-	10	140	Chr / Alu	**AA -**
068867	Dreifingerklemme	0-95	-	-	12	140	Chr / Alu	**AA -**
068868	Dreifingerklemme Winkel 2 Rädchen	0-50	-	-	10	140	Chr / Zinc	**AA -**
068869	Dreifingerklemme Winkel 2 Rädchen	0-85	-	-	12	158	Chr / Zinc	**AA -**
068870	Dreifingerklemme mit abnehmbarer Nuss	0-70	-	-	≤18	-	Chr / Zink	**AA -**
068871	Dreifingerklemme Winkel 2 Rädchen mit abnehmbarer Nuss	0-50	-	-	<24	-	Chr / Zinc	**AA -**
068872	Dreifingerklemme Winkel 2 Rädchen mit abnehmbarer Nuss	0-90	-	-	<24	-	Chr / Zinc	**AA -**
068873	Universalzange Korkinnenseite 4 Finger	0-100	-	-	8	165	Chr / Zink	**AA -**
068874	Universalzange Korkinnenseite 4 Finger	0-100	-	-	10	165	Chr / Zink	**AA -**
068875	Universalzange Korkinnenseite 4 Finger	0-100	-	-	12	165	Chr / Zink	**AA -**
068876	Universalzange innen Kork 4 Finger abnehmbare Nuss	0-100	-	-	<24	-	Chr / Zink	**AA -**
068880	Zweifingerklemme für Rohr feste Klemmnuss	7-25	-	-	<18	100	Ni / Cr	**AA -**
068877	Klemme für Ring-Thermometer mit fester Klemmnuss	-	-	-	<24	-	Chr / Zink	**AA -**
068878	Thermometerklemme Klemmnuss	4-13	-	-	-	-	Chr / Zink	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com