Stativklemmen (Fortsetzung)


068879


068820


068823


068822


068825

Klemmnüsse für Stative

➤ **Nüsse Typ "perpendicular" für senkrechte Strukturen**

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø Stab : (mm)	Material	CHF
068879	Fixe Doppelklemmnuss	**<**16	Legierung / Harz	**AA -**
068820	Fixe Doppelklemmnuss	**<**14	Nickel	**AA -**
068822	Doppelte feste Spannnuss, demontierbar und 360° drehbar	**<**18	Chr / Zink	**AA -**
068823	Fixe Doppelklemmnuss	**<**18	Legierung	**AA -**
068824	Nuss Typ "perpendicular"	10	Ni / Cr	**AA -**
068825	Nuss Typ "perpendicular"	12	Ni / Cr	**AA -**
068826	Nuss Typ "perpendicular"	16	Ni / Cr	**AA -**
068827	Inbusschlüssel	-	Stahl	**AA -**


810699

810701

810705

Stative komplett mit Stab

Art. Nr.	Form	Farben	Basis Maße (mm)	Basis Gewicht (kg)	Füße Gummi	Stab Maße (Ø x H) (mm)	CHF
810699	A	Blau	200 x 30	-	-	10 x 600	**AA -**
810700	Rechteck	Schwarz	100 x 175	0,47	-	10 x 500	**AA -**
810701	Rechteck	Schwarz	125 x 225	0,76	Ja	10 x 500	**AA -**
810702	Rechteck	Schwarz	150 x 250	1,0	Ja	10 x 600	**AA -**
810703	Rechteck	Schwarz	165 x 300	1,2	Ja	10 x 900	**AA -**
810705	Rechteck	Blau	200 x 140	1,0	-	10 x 600	**AA -**
942983	Rechteck	Blau	300 x 175	1,6	-	10 x 600	**AA -**