Stative aus Edelstahl

Sockel aus Edelstahl

- Aus Edelstahl 18/10, DIN 12892
- Rutschfester Gummischutz
- M10-Gewinde

Art. Nr.	L x B (mm)	CHF
076573	210 x 130	AA -
076525	250 x 160	AA -
076574	300 x 150	AA -
076575	315 x 200	AA -

Sockel aus lackiertem Stahl

- Aus lackiertem Stahl, DIN 12892
- M10-Gewinde

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	CHF
076576	180 x 100 x 6	AA -
076577	210 x 130 x 6	AA -
076578	250 x 160 x 6	AA -
076579	300 x 150 x 6	AA -
076580	315 x 200 x 6	AA -
076581	210 x 130 x 8	AA -
076582	250 x 160 x 8	AA -
076583	315 x 200 x 8	AA -
076584	315 x 200 x 10	AA -

Stative

- Aus lackiertem Gusseisen
- M10-Gewinde

Art. Nr.	Füße Länge (mm)	CHF
076585	105	AA -
076560	145	AA -

Nüsse aus Edelstahl

- Aus Edelstahl 18/10, DIN 12895
- Schaft von ø 16,5 mm



Art. Nr.	Typ	CHF
076603	1	AA -
076604	2	AA -
076605	3	AA -

Nuss aus Aluminium

- Aus Aluminium, DIN 12895



Art. Nr.	Typ	CHF
076569	1	AA -

Spezialklemmen 3 Finger

- Aus Edelstahl 18/10
- Plastifizierte Silikonfinger

Art. Nr.	L x ø Schaft (mm)	Öffnung	CHF
076610	190 x 12	0 - 80	AA -
076611	190 x 12	0 - 120	AA -









Stangen aus Edelstahl

- Aus Edelstahl 18/10
- Für Sockel M10


Art. Nr.	ø x L (mm)	CHF
076521	12 x 500	AA -
076586	12 x 600	AA -
076568	12 x 750	AA -
076587	12 x 1000	AA -
076588	12 x 1250	AA -
076589	12 x 1500	AA -
076590	13 x 500	AA -
076591	13 x 600	AA -
076592	13 x 750	AA -
076593	13 x 1000	AA -
076594	13 x 1250	AA -
076595	13 x 1500	AA -
076596	16 x 1000	AA -
076597	16 x 1250	AA -
076598	16 x 1500	AA -

Stäbe aus verzinktem Stahl

- Aus verzinktem Stahl
- Für Sockel M10

Art. Nr.	ø x L (mm)	CHF
076599	12 x 500	AA -
076549	12 x 600	AA -
076561	12 x 750	AA -
076600	12 x 1000	AA -
076601	12 x 1250	AA -
076602	12 x 1500	AA -

Klemmnuss






Art. Nr.	Material	ø Schaft (mm)	Typ	CHF
076606	Edelstahl	16,5	1	AA -
076607	Edelstahl	16,5	3	AA -
076493	Aluminium	16,5	1	AA -
076608	Aluminium	16,5	3	AA -
076558	Aluminium	27	1	AA -
076609	Aluminium	27	3	AA -

Stativhalterungen aus Polypropylen

- Hergestellt aus Polypropylen
- Maße der Basis (L x B x H) : 293 x 147 x 14 mm
- 2 mitgelieferte Stützstangen aus verchromtem Stahl, Länge 25 cm, Ø 12 mm
- Die Stäbe können für eine größere Länge zusammengeschraubt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
391611	Stativhalterung mit zentrierter Befestigung	AA -
391612	Stativhalterung mit exzentrischer Befestigung	AA -
391615	Zusätzliche Stützstange	AA -





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com