Filtergewebe (Blutertuch) aus Nylon Nitex

Art. Nr.	Maschenweite (µm)	Offene Fläche (%)	Stoffdicke (µm)	Ø Draht (µm)	Gewicht (g/m²)	Größe des Abschnitts (cm)	CHF
074001	1000	44	890	515	330	110 x 100	AA -
074002	500	38	580	315	225	115 x 100	AA -
074003	300	51	200	122	75	102 x 100	AA -
074004	250	50	170	103	55	102 x 100	AA -
074005	200	47	150	92	60	102 x 100	AA -
074006	150	50	95	62	35	102 x 100	AA -
074018	110	AA	AA	AA	AA	102 x 102	AA -
074007	100	44	80	51	30	102 x 100	AA -
074008	80	29	125	77	67	102 x 100	AA -
074009	60	35	75	47	34	110 x 100	AA -
074010	50	37	50	33	20	102 x 100	AA -
074011	48	31	60	38	30	102 x 100	AA -
074012	37	24	60	39	35	102 x 100	AA -
074013	31	24	55	33	30	102 x 100	AA -
074017	20	AA	AA	AA	AA	102 x 100	AA -
074014	11	6	65	36	45	102 x 100	AA -
074015	5	1	100	37	60	115 x 100	AA -
074016	1	1	75	37	60	115 x 100	AA -



Einsträngiges Nylongewebe für Vorfiltration, Filtration, Siebarbeiten.

- **Hohe Fertigungstiefe für eine verbesserte Reproduzierbarkeit**
- **Ideal für die Kultur: Entfernung von Zelltrümmern, Absieben von Zellen, Filtern von groben Partikeln, Vorfiltern von Lösungsmitteln**
- **Einsatztemperatur : - 40 °C bis + 115 °C in trockenen Bedingungen**
- **Sortiment in einer großen Auswahl an Materialien für den Einsatz unter besonderen Bedingungen (aggressive Lösungen, hohe Temperaturen, etc.) erhältlich**
- **Präsentiert in Form von Coupons, die nach Wunsch zugeschnitten werden können**

Medifab Polyamid-Filtergewebe

Filtertuch für den medizinischen Gebrauch oder bakteriologische Anwendungen.

- **Herstellung in einer GMP/GMP-Werkstatt, in einem Reinraum der Klasse 7**
- **Geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen(< 1000 mg/m² Gewebe)**
- **Biokompatibilität USP Klasse VI**
- **Entspricht den Normen ISO 10993, ISO 9001:2008, ISO 14001 und ISO 16949**
- **Sortiment in PET erhältlich**

Art. Nr.	Öffnung Masche (µm)	Offene Fläche (%)	Dicke Stoff (µm)	Ø Faden (µm)	Gewicht (g/m²)	Maße Abschnitt (cm)	CHF
987447	5	1	100	37	60	115 x 100	AA -
987448	15	10	60	35	40	102 x 100	AA -
987449	30	18	60	40	35	102 x 100	AA -
987450	36	28	50	33	25	154 x 100	AA -
987451	41	31	50	33	25	102 x 100	AA -
987452	60	42	50	33	20	108 x 100	AA -
987453	170	54	100	62	32	102 x 100	AA -
987454	200	47	150	92	55	102 x 100	AA -



TIPP

Papiere für Keimtests: Seite 1054

Filterpapier, Joseph-Papier

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074021	Joseph-Papier weiß ungefaltet 42 x 52 cm, 64 g/m² (7kg)	AA -
074020	Joseph-Papier weiß gefaltet 42 x 52 cm, 64 g/m² (7kg)	AA -
074029	Joseph-Papier 35 x 50 cm (500 Blätter)	AA -
074082	Joseph-Papier 15 x 15 cm (200 Blätter)	AA -
074155	Joseph-Papier ungefaltet 35 x 50 cm (800 Blätter)	AA -
074156	Joseph-Papier gefaltet 35 x 50 cm (800 Blätter)	AA -
074157	Joseph-Papier 35 x 50 cm (40 Blätter)	AA -



Glaswolle

Borosilikatglaswolle oder extrafeine Wolle in Schnurform.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001765	Borosilikatglaswolle 230 g in Schnüren (die 4 Beutel)	AA -
068558	Glaswolle extra fein 1 kg	AA -
068556	Glaswolle extra fein 30 g	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com