Isopore-Membranfilter




Membran aus Polycarbonat, lichtdurchlässig für mikroskopische Beobachtungen.

- **Perfekt glatte Oberfläche für eine leichtere Beobachtung der Probe**
- **Kalibrierte zylindrische Poren**
- **Einsetzbar bis zu 140 °C**
- **Chemische Kompatibilität: wässrige Lösungen, unpolare Lösungsmittel, Alkohole**

Anwendungen

- **Analyse von Partikeln und Zellen mit dem Scanning-Elektronenmikroskop**
- **Fraktionierung von Zellen/Partikeln**
- **Zellkultur**
- **Analyse von Asbest**
- **Epifluoreszenz**

Ø (mm)	13		25		47		142	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,1	044218	AA -	044219	AA -	044220	AA -	-	-
0,22	044200	AA -	044201	AA -	044202	AA -	-	-
0,4	044206	AA -	044207	AA -	044208	AA -	-	-
0,8	051623	AA -	051624	AA -	051626	AA -	051627	AA -
1,2	044209	AA -	044210	AA -	044211	AA -	-	-
5	044215	AA -	044216	AA -	044217	AA -	-	-
8	051628	AA -	051296	AA -	051452	AA -	-	-
10	044212	AA -	044213	AA -	044214	AA -	-	-



Schwarze Membranen

Ø (mm)	13		25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,22	044197	AA -	044198	AA -	044199	AA -
0,45	044203	AA -	044204	AA -	044205	AA -

Weitere Durchmesser und Porengrößen sind auf Anfrage erhältlich.

IpPORE-Membran aus Polycarbonat



- **Durchmesser von 13 bis 80 mm**
- **Hohe Genauigkeit der Porengröße**
- **0,05 µm o 12 µm Trennschwelle**

Ø (mm)	13		25		37		47		80	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,05	-	-	321000	AA -	-	-	321013	AA -	-	-
0,1	321029	AA -	321001	AA -	-	-	321014	AA -	321041	AA -
0,2	321030	AA -	321002	AA -	321026	AA -	321015	AA -	321042	AA -
0,4	321031	AA -	321003	AA -	321027	AA -	321016	AA -	321043	AA -
0,6	321032	AA -	321004	AA -	-	-	321053	AA -	321044	AA -
0,8	321033	AA -	321005	AA -	321028	AA -	321018	AA -	321045	AA -
1	321034	AA -	321006	AA -	-	-	321019	AA -	321046	AA -
2	321035	AA -	321007	AA -	-	-	321020	AA -	321047	AA -
3	321036	AA -	321008	AA -	-	-	321021	AA -	321048	AA -
5	321037	AA -	321009	AA -	-	-	321022	AA -	321049	AA -
8	321038	AA -	321010	AA -	-	-	321023	AA -	321050	AA -
10	321039	AA -	321011	AA -	-	-	321024	AA -	321051	AA -
12	321040	AA -	321012	AA -	-	-	321025	AA -	321052	AA -