
Membranen für die Legionellensuche

- Weiße Membranen
- Autoklavierbar
- Hydrophile Membranen




Ø (mm)	25			47		
Schwelle (µm)	Art. Nr.	VE	CHF	Art. Nr.	VE	CHF
0,2	044219	100	427,45 -	044220	100	635,05 -
0,45	044213	100	395,35 -	044214	100	534,90 -

Polycarbonat-Membranfilter Nuclepore™ und Cyclopore™ Whatman™


Whatman®

- Spezifisches, das zu einer Polycarbonatfolie von sehr hoher Qualität führt
- Perfekt definierte Porengröße
- In vielen verschiedenen Durchmessern und Stoppschwellen erhältlich
- Speziell für Legionellen-Anwendungen, Art. Nr. 111107N



Anwendungen

- Epifluoreszenz
- Zytologie
- Kontrolle des Wassers
- Klärung von Lösungen
- Zellbiologie
- Kontrolle von Arzneimitteln
- Kontrolle von Getränken
- Analyse der Luft
- EPA-Tests
- Umweltkontrollen
- HPLC
- Kontrolle von Treibstoffen
- Chimiotaxismus
- Parasitologie



Nuclepore™-Membranfilter

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,05	10417001	AA -	111103N	AA -
0,1	110605N	AA -	111105N	AA -
0,4	10417106	AA -	10417012	AA -
1	800364	AA -	-	-
2	321012	-	111111N	AA -
3	800365	AA -	111112N	AA -
5	10417406	AA -	10417412	-
8	110614B	AA -	10417512	AA -
12	-	-	037341	AA -

* Speziell für Legionellen ** Steril

Nuclepore™ schwarze Polycarbonat-Membranfilter

- Feine Gleichmäßigkeit und Homogenität der Poren durch die Track-Etch-Technik erreicht
- Schwarz für fluoreszierende Markierungen

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,2	110656N	360,05 -	111156N	528 -
0,4	110657N	331,60 -	-	-

Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter

- Filtermembranen aus Polycarbonat
- Dicker als Nuclepore-Membranen
- Autoklavierbar
- Dicke : 7 - 20 µm
- Hydrophil

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (*µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,2	10417606	136,65 -	10417612	265,20 -
0,4	036200	309,40 -	-	-
1	-	-	036205	590,60 -
5	036201	118,65 -	036206	166,20 -
12	037341	97,50 -	036207	590,60 -

Filter Zellulosenitratmembran

SARTORIUS

Für sauberes Wasser

- ISO 7704-Zertifizierung
- Mit Gammastrahlen bei 25Kgrays bestrahlt
- Zellulosenitrat
- Graue Membran mit weißem Gittermuster

Art. Nr.	Ø (mm)	Schwelle (µm)	VE	CHF
150693	47	0,45	100	137,80 -
150694	47	0,45	1000	877,85 -
150695*	47	0,45	300	378,45 -
150844	50	0,45	300	378,45 -

* Für Spender

Für verschmutztes Wasser

- Aus Polycarbonat
- Porengröße 0,4 µm
- Durchmesser 47 mm
- Weiß

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF
147018	Polycarbonat-Membran	100	193,55 -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com