
Zelluloseestermembranen MCE

MERCK

- Zelluloseestermembran
- Autoklavierbar bei 121°C
- Empfohlene Verwendung bei Temperaturen unter 75 °C
- Chemische Kompatibilität: wässrige Lösungen und unpolare Lösungsmittel
- Erhältlich in vielen Porengrößen von 0,025 µm bis 8 µm
- Anwendungen: Klärung und Sterilisierung von Flüssigkeiten, Kontrolle der Partikelkontamination in der Luft, mikrobiologische Analysen



Oberfläche / Ø (mm)	Einfarbig / 13		Einfarbig / 25		Kariert / 25		Einfarbig / 47		Kariert / 47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,025	044145	AA -	044146	AA -	-	-	044147	AA -	-	-
0,05	044142	AA -	044143	AA -	-	-	044144	AA -	-	-
0,1	044139	AA -	044140	AA -	-	-	044141	AA -	-	-
0,22	044119	AA -	044120	AA -	-	-	044121	AA -	-	-
0,45	044124	AA -	044125	AA -	044122	AA -	044126	AA -	044123*	AA -
0,65	044116	AA -	044117	AA -	-	-	044118	AA -	-	-
0,8	044113	AA -	044114	AA -	044111	AA -	044115	AA -	044112	AA -
1,2	044127	AA -	044128	AA -	-	-	044129	AA -	-	-
3,0	044136	AA -	044137	AA -	-	-	044138	AA -	-	-
5,0	044133	AA -	044134	AA -	-	-	044135	AA -	-	-
8,0	044130	AA -	044131	AA -	-	-	044132	AA -	-	-

*weiße Membran schwarz kariert

RONE-Membranen


- MCE-Membran
- Hydrophil
- Membran aus Cellulosenitrat-Ester und Cellulose-Acetat-Ester
- Gleichmäßige Porengröße
- Für Bakterienfiltration

Schwelle (µm)	Ø (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
0,22	25	886174	100	AA -
	47	886176	50	AA -
	90	866178	50	AA -
0,45	25	886175	100	AA -
	47	886177	50	AA -
	90	886179	50	AA -

ClearLine® Membranen aus gemischten Celluloseestern (MCE)

ClearLine®

- Mischung aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat
- Hydrophile, biologisch inerte Membranen mit hoher Absorption und Retention
- Gleichmäßige Mikrostruktur erleichtert die Erkennung von Partikeln



Weiße, nicht sterile Membranen

	Ø 25 mm		Ø 47 mm	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,45	175052	AA -	175060	AA -
0,65	175053	AA -	175061	AA -
0,8	175054	AA -	175062	AA -
1,2	-	-	175063	AA -
3	-	-	175064	AA -
5	-	-	175065	AA -
8	-	-	175066	AA -


Sterile Membranen, gerastert, Ø 47 mm

Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,45	175071	AA -

Kostengünstige Membranfilter, steril kariert

- In Mischungen von Celluloseestern (Celluloseacetat und Cellulosenitrat)
- Hydrophile und biologisch inerte Membranen
- Steril, einzeln verpackt

Art. Nr.	Schwelle (µm)	Farben	Raster	ø (mm)	VE	CHF/ VE
010362C	0,45	Weiß	Schwarz	47	100	AA -
175071	0,45		Weiß	47	100	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com