
Anoporöse Membranfilter

cytiva

- Geringe Proteinadsorption
- Hydrophile Membran, ausgezeichnete Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln
- Extrem genaue Porengrößenverteilung, sehr niedrige Filterschwelle
- Mindestgehalt an extrahierbaren Stoffen
- Transparent: ideal für Untersuchungen unter dem Mikroskop

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 50	Art. Nr.	CHF/ zu 50
0,02	036191	AA -	036188	AA -
0,1	036886	AA -	036189	AA -
0,2	036413	AA -	036190	AA -



Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um den Leitfaden zur chemischen Kompatibilität von Whatman™-Membranfiltern zu finden



Membranfilter regenerierte Zellulose RC

Whatman®

- Hydrophile Membran
- Geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen oder organischen Lösungsmitteln

Ø (mm)	47		50	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,2	034972	AA -	037178	AA -
0,45	036824	AA -	037159	AA -
1	036885	AA -	10410014	AA -



RONE Nylon-Membranen

- Hydrophil
- Beständig gegen organische und alkalische Lösungsmittel
- Zur Filtration von proteinfreien Lösungen
- Zur Filtration von Lösungsmitteln für HPLC und Ionenchromatographie

Ø (mm)	25		47		90	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 50	Art. Nr.	CHF/ zu 50
0,2	886189	AA -	886191	AA -	886193	AA -
0,45	886190	AA -	886192	AA -	886194	AA -

ClearLine® Membranfilter aus Nylon

ClearLine®

- Weiße, nicht sterile Membranen
- Membranen aus Polyamid (NYL)
- Von Natur aus hydrophil, chemisch beständig gegen alkalische Lösungen und organische Lösungsmittel
- Asymmetrische Porenstruktur: sehr hoher Durchsatz
- Sehr gute thermische Stabilität

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,22	175045	AA -	175047	AA -
0,45	175046	AA -	175048	AA -




Whatman™ Nylon/Polyamid-Filter



- Hydrophile Membran
- Beständig gegen einige organische Lösungsmittel, geeignet für die Verwendung mit Proben mit hohem pH-Wert (z. B. Filtration von mobilen Phasen, Puffern usw.)

Ø (mm)	25		47		50	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 50	Art. Nr.	CHF/ zu 50
0,2	036874	AA -	036876	AA -	037318	AA -
0,45	036875	AA -	036877	AA -	037319	AA -

Membranfilter aus hydrophilem Nylon



Whatman®

- Hydrophile Membran, ideal für die Entfernung von Partikeln aus Lösungsmitteln
- Breite chemische Kompatibilität
- Einsetzbar bis zu 135 °C

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,2	044190	AA -	044191	AA -
0,45	044192	AA -	044193	AA -

Weitere Durchmesser und Schwellenwerte sind auf Anfrage erhältlich.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com