ClearLine® Membranfilter aus PTFE

- Auf der Basis von Polytetrafluorethylen (PTFE), laminiert mit einer PP-Schicht
- Natürlich wasserabweisend, zur Filtration von Luft und Gasen



- Hohe thermische und chemische Beständigkeit
- Zur Filtration von wässrigen Lösungen, die mit Ethanol oder Methanol vorgenässt werden müssen

Ø (mm)	25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,22	-	-	175037	AA -
0,45	175036	AA -	175038	AA -


Whatman™ Polytetrafluorethylen (PTFE)-Membranfilter



- Hydrophobe Membran, beständig gegen organische Lösungsmittel sowie starke Basen und Säuren (z. B. HPLC-Lösungsmittelfiltration)

Ø (mm)	25		47		50	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 50	Art. Nr.	CHF/ zu 50	Art. Nr.	CHF/ zu 50
0,2	10411405	AA -	036869	AA -	034962	AA -
0,45	698006	AA -	036871	AA -	037317	AA -
1	698006	AA -	036872	AA -	10411213	AA -
5	-	-	036873	AA -	10411113	AA -


Mitex Membranfilter



- PTFE-Membran ohne Netzgewebe.
- Hydrophober Filter (mit Methanolbenetzung hydrophil gemacht)
- Einsetzbar bis zu 260 °C
- Filtration unter extremen chemischen und thermischen Bedingungen
- Biologisch und chemisch inert

Ø (mm)	13		25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
5,0	044187	AA -	044188	AA -	044189	AA -
10,0	044184	AA -	044185	AA -	044186	AA -

Fluoropor-Membranfilter



- PTFE-Membran, laminiert auf Polyethylengeflecht
- Hydrophober Filter (mit Methanolbenetzung hydrophil gemacht)
- Einsetzbar bis zu 130 °C
- Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- U.V. Spektroskopie


Ø (mm)	13		25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,22	044173	AA -	044174	AA -	044175	AA -
0,5	044179	AA -	044180	AA -	044181	AA -
1	044170	AA -	044171	AA -	044172	AA -
3	-	-	044182	AA -	044183	AA -

Hydrophilierte PTFE-Membranfilter CSF

Ø (mm)	13		25		47	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100
0,45	044176	AA -	044177	AA -	044178	AA -

- Hydrophilisierte PTFE-Membran ohne Netzgewebe
- Zur Filtration von wässrigen Flüssigkeiten ohne vorherige Benetzung der Membrane
- Kompatibel mit allen gängigen Lösungsmitteln, die in der HPLC verwendet werden

Omnipore-Membranfilter



- Hydrophilierte PTFE-Membran mit Polyethyleneinlage
- Dicke 85 µm

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm		ø 90 mm		ø 142 mm	
Schwelle (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 25	Art. Nr.	CHF / zu 25
0,1	053806	AA -	053807	AA -	053808	AA -	053809	AA -	053810	AA -
0,2	053791	AA -	053792	AA -	053793	AA -	053794	AA -	053795	AA -
0,45	053796	AA -	053797	AA -	053798	AA -	053799	AA -	053800	AA -
1	053782	AA -	053783	AA -	053784	AA -	053785	AA -	053786	AA -
5	053801	AA -	053802	AA -	053803	AA -	053804	AA -	053805	AA -
10	053787	AA -	053788	AA -	051810	AA -	053789	AA -	053790	AA -