Standard-Filterpapiere

AHLSTROM MUNKSJÖ

Grad	Anwendungen	Aussehen	Filtrations-geschwindigkeit	Retention Reichweite (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Filtrationsgeschwindigkeit (DIN 53137)
122 (flach oder gefaltet)	Allgemeine Laborarbeiten	Glatt	Schnell	17-30	73	0,17	22
601	Analytische Arbeiten	Glatt	Mittel	5-13	73	0,16	88
304	Allgemeine Laborarbeiten	Krepp	Langsam	40	120	0,35	11

	Grad 601			Grad 304			Grad 122 (flach)			Grad 122 (gefaltet)		
Maße (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Ø 42,5	**1001042B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 47	**1001047B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 55	**1001055B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 70	**1001070B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 85	**1001085B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 90	**1001090B**	100	**AA -**	**1113090B**	50	**AA -**	**1114090B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**
Ø 110	**1001110B**	100	**AA -**	**1113110B**	50	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Ø 125	**1001125B**	100	**AA -**	**1113125B**	50	**AA -**	**1114125B**	100	**AA -**	**1214125B**	100	**AA -**
Ø 150	**1001150B**	100	**AA -**	**1113150B**	50	**AA -**	**1114150B**	100	**AA -**	**1214150B**	100	**AA -**
Ø 185	**1001185B**	100	**AA -**	**1113185B**	50	**AA -**	**1114185B**	100	**AA -**	**1214185B**	100	**AA -**
Ø 240	**1001240B**	100	**AA -**	**1113240B**	50	**AA -**	**1114240B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**
Ø 250	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**1214240B**	100	**AA -**
Ø 270	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**1114270B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**
Ø 320	**-**	-	**-**	**1113320B**	50	**AA -**	**-**	-	**-**	**1214320B**	100	**AA -**
Ø 400	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**1114400B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**
Ø 500	**-**	-	**-**	**1113500B**	50	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
460 x 570	**1001917B**	100	**AA -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**

Technische Filterpapiere

- **100 % Zellulosefasern**
- **Mechanische Widerstandsfähigkeit**
- **Lebensmittelverträglichkeit**

Grad	Aussehen	Retention Reichweite (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Filtrations-geschwindigkeit (DIN 53137)
1101	Krepp	38 - 75	160	0,55	26
1103	Glatt	12 - 16	150	0,30	65

		Grad 1101 (gefaltet)		Grad 1103	
Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
70	100	-	-	**1003070B**	**AA -**
90	50	-	-	**1003090D***	**AA -**
110	100	-	-	**1003110B**	**AA -**
125	100	-	-	**1003125B**	**AA -**
150	100	-	-	**1003150B**	**AA -**
185	100	-	-	**1003185B**	**AA -**
240	100	**1213240B**	**AA -**	-	-
320	100	**1213320B**	**AA -**	-	-

Filterpapiere RS

- **Standardfilter**
- **Für die Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsindustrie**

Gewicht (g/m²)	77
Dicke (mm)	0,16/0,18
Retention (µm)	8-11

		Flacher Filter		Faltenfilter	
Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
55	100	**942140**	**AA -**	**-**	**-**
70		**942141**	**AA -**	**942419**	**AA -**
90		**942142**	**AA -**	**-**	**-**
100		**942143**	**AA -**	**810004**	**AA -**
130		**942144**	**AA -**	**810003**	**AA -**
150		**942145**	**AA -**	**810002**	**AA -**
185		**942862**	**AA -**	**-**	**-**
190		**942146**	**AA -**	**810001**	**AA -**
250		**942147**	**AA -**	**810005**	**AA -**
330		**942148**	**AA -**	**140886**	**AA -**
400		**942149**	**AA -**	**810008**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com