Quantitative Whatman™-Filterpapiere





Standardqualität, aschefrei

- Aus hochwertigen Baumwollfasern in staubkontrollierten Räumen hergestellt
- Hochreiner Filter für einen großen Bereich kritischer Anwendungen
- Maximal 0,007 % Asche

Verstärkte Qualität, geringer Aschegehalt

- Behandlung mit starken Säuren zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit und der Beständigkeit nach dem Befeuchten
- Glatte, widerstandsfähige Oberfläche zum Auffangen von Niederschlägen
- Maximal 0,015 % Asche

Verstärkte Qualität, aschefrei

- Säurebehandlung für eine bessere Beständigkeit nach dem Befeuchten in Kombination mit einem sehr geringen Ascherückstand
- Glatte, widerstandsfähige Oberfläche für eine Vielzahl von Handhabungen
- Maximal 0,006 % Asche

Grad (flach)	Geschwindigkeit der Filtration	Retention (µm)	Dicke (µm)	Flächengewicht (g/m2)
Quantitative Filter ohne Asche (Anteil ‹ 0,007 %)				
40	Durchschnittlich	8	210	95
41	Schnell	20-25	220	85
42	Langsam	2,5	200	100
43	Mittel bis schnell	16	220	95
44	Langsam bis mittel	3	180	80
Gehärtete quantitative Filter mit geringem Aschegehalt (Anteil ‹ 0,015 %)				
50	Langsam	2,7	115	97
52	Durchschnittlich	7	175	101
54	Sehr schnell	20-25	185	92
Aschefreie, gehärtete Mengenfilter (Anteil ‹ 0,006 %)				
540	Durchschnittlich	8	160	88
541	Schnell	20-25	155	82
542	Langsam	2,7	150	93

Quantitativ, aschefrei

		Grad 40		Grad 41		Grad 42		Grad 43		Grad 44	
Maße (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
ø 30	100	1440329	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 42,5	100	1440042	AA -	1441042	AA -	1442042	AA -	-	-	-	-
ø 47	100	1440047	AA -	1441047	AA -	1442047	AA -	-	-	-	-
ø 55	100	1440055	AA -	1441055	AA -	1442055	AA -	-	-	-	-
ø 70	100	1440070	AA -	1441070	AA -	1442070	AA -	-	-	1444070	AA -
ø 90	100	1440090	AA -	1441090	AA -	1442090	AA -	1443090	AA -	1444090	AA -
ø 110	100	1440110	AA -	1441110	AA -	1442110	AA -	1443110	AA -	1444110	AA -
ø 125	100	1440125	AA -	1441125	AA -	1442125	AA -	1443125	AA -	1444125	AA -
ø 150	100	1440150	AA -	1441150	AA -	1442150	AA -	1443150	AA -	1444150	AA -
ø 185	100	1440185	AA -	1441185	AA -	1442185	AA -	1443185	AA -	1444185	AA -
ø 240	100	1440240	AA -	1441240	AA -	1442240	AA -	-	-	-	-
ø 320	100	-	-	1441320	AA -	1442320	AA -	-	-	-	-
8"x 10"	100	-	-	1441866	AA -	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	1440917	AA -	1441917	AA -	-	-	-	-	-	-

Quantitativ, verstärkt aschearm und aschefrei

		Verstärkt niedriger Aschegehalt						Verstärkt ohne Asche					
		Grad 50		Grad 52		Grad 54		Grad 540		Grad 541		Grad 542	
Maße (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
ø 24	100	-	-	-	-	-	-	1540324	AA -	-	-	-	-
ø 42,5	100	1450042	AA -	-	-	-	-	1540042	AA -	1541042	AA -	-	-
ø 47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1541047	AA -	-	-
ø 55	100	1450055	AA -	-	-	1454055	AA -	1540055	AA -	1541055	AA -	1542055	AA -
ø 70	100	1450070	AA -	-	-	1454070	AA -	-	-	1541070	AA -	1542070	AA -
ø 90	100	1450090	AA -	1452090	AA -	1454090	AA -	1540090	AA -	1541090	AA -	1542090	AA -
ø 110	100	1450110	AA -	1452110	AA -	1454110	AA -	1540110	AA -	1541110	AA -	1542110	AA -
ø 125	100	1450125	AA -	1452125	AA -	1454125	AA -	1540125	AA -	1541125	AA -	1542125	AA -
ø 150	100	1450150	AA -	1452150	AA -	1454150	AA -	1540150	AA -	1541150	AA -	1542150	AA -
ø 185	100	1450185	AA -	-	-	1454185	AA -	1540185	AA -	1541185	AA -	1542185	AA -
ø 240	100	1450240	AA -	1452240	AA -	1454240	AA -	1540240	AA -	1541240	AA -	1542240	AA -
ø 320	100	1450320	AA -	-	-	1454320	AA -	-	-	1541320	AA -	-	-
500	100	-	-	-	-	1454500	AA -	-	-	-	-	-	-
Oberflächenreinigung	100	1450993	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	-	-	-	-	1454917	AA -	-	-	1541917	AA -	-	-