Quantitative Filterpapiere ClearLine®

- **Standardsortiment für quantitative Analysen**
- **Aus Zellulosefasern**
- **Aschegehalt : 0,002 %**
- **Andere Maße auf Anfrage**



	Grad 351		Grad 352		Grad 354	
Filtrationsgeschwindigkeit	Langsam		Mittel		Schnell	
Porengröße (µm)	7 - 9		8 - 12		12 - 16	
Gewicht (g/m²)	80		80		80	
Dicke (µm)	290		290		250	
Durchmesser (mm)	**Art. Nr.**	**CHF/ zu 100**	**Art. Nr.**	**CHF/ zu 100**	**Art. Nr.**	**CHF/ zu 100**
90	**442439**	**AA -**	**442429**	**AA -**	**442434**	**AA -**
110	**442440**	**AA -**	**442430**	**AA -**	**442435**	**AA -**
125	**442441**	**AA -**	**442431**	**AA -**	**442436**	**AA -**
150	**442442**	**AA -**	**442432**	**AA -**	**442437**	**AA -**
185	**442443**	**AA -**	**442433**	**AA -**	**442438**	**AA -**

Quantitative Filterpapiere

- **Hergestellt aus 100 % Baumwollfasern**
- **Mit Säure gewaschen und mit entmineralisiertem Wasser gereinigt**
- **Aschegehalt 0,007 %**



Grad	Anwendungen	Filtrations-geschwindigkeit	Retention Reichweite (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Dicke : (mm)	Filtrationsgeschwindigkeit (DIN 53137)
11	Dicke und voluminöse Niederschläge wie Eisen, Aluminium, Hydroxid von Chrom, Bestimmung von Si in Stahl und Analyse von Gusseisen	Schnell	12 - 15	84	0,18	10
12	Dicke Ausscheidungen wie Blei, Eisen, Silbersulfide, Arsen, Kadmium, Lebensmittel	Mittel bis schnell	8 - 12	84	0,17	20
13	Feine Niederschläge wie Magnesium, Ammonium und Phosphate	Mittel	5 - 8	84	0,16	50
14	Feine Niederschläge wie Bleidioxid, Kalziumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid	Langsam	3 - 5	84	0,15	100
15	Schwierige Filtrationsbedingungen wie kalte Bariumsulfate, metastannische Säure, Kupferoxid	Sehr langsam	2 - 3	84	0,14	180

		Grad 11		Grad 12		Grad 13		Grad 14		Grad 15	
Ø (mm)	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
55	100	**1441055B**	**AA -**	**1443055B**	**AA -**	**1440055B**	**AA -**	**1444055B**	**AA -**	**1442055B**	**AA -**
70	100	**1441070B**	**AA -**	**1443070B**	**AA -**	**1440070B**	**AA -**	**1444070B**	**AA -**	**1442070B**	**AA -**
90	100	**1441090B**	**AA -**	**1443090B**	**AA -**	**1440090B**	**AA -**	**1444090B**	**AA -**	**1442090B**	**AA -**
110	100	**1441110B**	**AA -**	**1443110B**	**AA -**	**1440110B**	**AA -**	**1444110B**	**AA -**	**1442110B**	**AA -**
125	100	**1441125B**	**AA -**	**1443125B**	**AA -**	**1440125B**	**AA -**	**1444125B**	**AA -**	**1442125B**	**AA -**
150	100	**1441150B**	**AA -**	**1443150B**	**AA -**	**1440150B**	**AA -**	**1444150B**	**AA -**	**1442150B**	**AA -**
185	100	**1441185B**	**AA -**	**1443185B**	**AA -**	**1440185B**	**AA -**	**1444185B**	**AA -**	**1442185B**	**AA -**
210	100	-	-	-	-	**1440241B**	**AA -**	-	-	-	-
240	100	**1441240B**	**AA -**	**1443240B**	**AA -**	**1440240B**	**AA -**	**1444240B**	**AA -**	**1442240B**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com