Qualitative ClearLine®-Filterpapiere

- Standardsortiment für qualitative Analysen
- Geeignet für die schnelle Filtration von großen Partikeln und gelatineartigen Ausfällungen
- Aus Zellulosefasern
- Retentionsrate : 10 - 12 µm
- Grammatur: 85 g/m²
- Dicke : 200 µm
- Aschegehalt : 0,06 %
- Andere Maße auf Anfrage



	Grad 304		
Durchmesser (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
90	442423	100	AA -
100	442424	100	AA -
110	442425	100	AA -
125	442426	100	AA -
150	442427	100	AA -
185	442428	100	AA -

Qualitäts-Filterpapiere

- Aus Zellulose
- Aschegehalt 0,06%



Grad	Anwendungen	Filtrations-geschwindigkeit	Retention Reichweite (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Dicke (mm)	Filtrationsgeschwindigkeit (DIN 53137)
111	Dicke und voluminöse Niederschläge wie Hydroxide und Sulfide	Schnell	12-15	84	0,20	10
113	Schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit feinen Partikeln	Mittel	5-8	87	0,16	50
114	Barium, Blei, Zink, Nickel, Sulfate, Hydroxide, Calciumfluorid	Langsam	3-5	84	0,14	100
115	Barium, Sulfate, metastannische Säure, Kupferoxid	Sehr langsam	2-3	84	0,14	180

		Grad 111		Grad 113		Grad 113 (gefaltet)		Grad 114		Grad 115	
Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
42,5	100	1004042B	AA -	1002042B	AA -	-	-	1006042B	AA -	1005042B	AA -
47	100	1004047B	AA -	-	-	-	-	-	-	1005047B	AA -
55	100	1004055B	AA -	1002055B	AA -	-	-	-	-	1005055B	AA -
70	100	1004070B	AA -	1002070B	AA -	-	-	1006070B	AA -	1005070B	AA -
90	100	1004090B	AA -	1002090B	AA -	-	-	1006090B	AA -	1005090B	AA -
110	100	1004110B	AA -	1002110B	AA -	-	-	1006110B	AA -	1005110B	AA -
125	100	1004125B	AA -	1002125B	AA -	1202125B	AA -	1006125B	AA -	1005125B	AA -
150	100	1004150B	AA -	1002150B	AA -	1202150B	AA -	1006150B	AA -	1005150B	AA -
185	100	1004185B	AA -	1002185B	AA -	1202185B	AA -	1006185B	AA -	1005185B	AA -
240	100	1004240B	AA -	1002240B	AA -	1202240B	AA -	1006240B	AA -	1005240B	AA -
270	100	-	-	-	-	1202270B	AA -	-	-	-	-
320	100	-	-	-	-	1202320B	AA -	-	-	-	-
400	100	-	-	-	-	1202385B	AA -	-	-	-	-
500	100	-	-	-	-	1202500B	AA -	-	-	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com