Qualitative Whatman™-Filterpapiere

Grad (flach)	Geschwindigkeit der Filtration/Aussehen	Retention (µm)	Dicke (µm)	Flächengewicht (g/m²)	Grad gefaltet
Qualitative Standardfilter (flach oder gefaltet)					
1	Mittel	11	180	87	1 V
2	Mittel	8	190	97	2 V
3	Mittel	6	390	185	-
4	Schnell	25	210	92	4 V
5	Langsam	2,5	200	100	
-	Langsam	2,5	200	92	5 V
6	Mittel bis langsam	3	180	100	-
595	Mittel bis schnell - fein	4 - 7	150	68	$595^{1/2}$
597	Mittel bis schnell	4 - 7	180	85	$597^{1/2}$
602h	Langsam	‹ 2	160	84	$602^{1/2}$
Qualitative feuchtigkeitsbeständige Filter (flach oder gefaltet)					
91	Krepp, Mittel	10	205	65	-
93	Mittel	10	145	65	
113	Krepp, Schnell	12 - 16	420	125	113 V
114	Schnell	25	190	75	114 V
1573	Langsam	‹ 2	140	92	$1573^{1/2}$

- Für qualitative Analysetechniken
- Feuchtigkeitsbeständiger Grad dank eines Harzes



Standard-Qualitativ

Ø (mm)	VE	Grad 1 Art. Nr.	Grad 1 CHF/VE	Grad 2 Art. Nr.	Grad 2 CHF/VE	Grad 3 Art. Nr.	Grad 3 CHF/VE	Grad 4 Art. Nr.	Grad 4 CHF/VE	Grad 5 Art. Nr.	Grad 5 CHF/VE	Grad 6 Art. Nr.	Grad 6 CHF/VE
10	500	**10016508**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	100	-	-	-	-	**1003323**	**AA -**	-	-	-	-	-	-
25	100	**1001325**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	**1005325**	**AA -**	-	-
30	100	**1001329**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	100	**1001032**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,5	100	**1001042**	**AA -**	**1002042**	**AA -**	-	-	**1004042**	**AA -**	**1005042**	**AA -**	**1006042**	**AA -**
47	100	**1001047**	**AA -**	-	-	-	-	**1004047**	**AA -**	**1005047**	**AA -**	-	-
55	100	**1001055**	**AA -**	**1002055**	**AA -**	**1003055**	**AA -**	**1004055**	**AA -**	**1005055**	**AA -**	-	-
70	100	**1001070**	**AA -**	**1002070**	**AA -**	**1003070**	**AA -**	**1004070**	**AA -**	**1005070**	**AA -**	**1006070**	**AA -**
85	100	**1001085**	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	100	**1001090**	**AA -**	**1002090**	**AA -**	**1003090**	**AA -**	**1004090**	**AA -**	**1005090**	**AA -**	**1006090**	**AA -**
110	100	**1001110**	**AA -**	**1002110**	**AA -**	**1003110**	**AA -**	**1004110**	**AA -**	**1005110**	**AA -**	**1006110**	**AA -**
125	100	**1001125**	**AA -**	**1002125**	**AA -**	**1003125**	**AA -**	**1004125**	**AA -**	**1005125**	**AA -**	**1006125**	**AA -**
150	100	**1001150**	**AA -**	**1002150**	**AA -**	**1003150**	**AA -**	**1004150**	**AA -**	**1005150**	**AA -**	**1006150**	**AA -**
185	100	**1001185**	**AA -**	**1002185**	**AA -**	**1003185**	**AA -**	**1004185**	**AA -**	-	-	**1006185**	**AA -**
240	100	**1001240**	**AA -**	**1002240**	**AA -**	**1003240**	**AA -**	**1004240**	**AA -**	-	-	**1006240**	**AA -**
L x l = 460 x 570	100	**1001917**	**AA -**	**1002917**	**AA -**	**1003917**	**AA -**	**1004917**	**AA -**	-	-	-	-

Qualitativ nassfestigkeit

Ø (mm)	Grad 91 Art. Nr.	Grad 91 VE	Grad 91 CHF/VE	Grad Studenten/Grad 93 Art. Nr.	Grad Studenten/Grad 93 VE	Grad Studenten/Grad 93 CHF/VE	Grad 113 Art. Nr.	Grad 113 VE	Grad 113 CHF/VE	Grad 114 Art. Nr.	Grad 114 VE	Grad 114 CHF/VE
90	-	-	-	-	-	-	**1113090**	100	**AA -**	**1114090**	100	**AA -**
110	-	-	-	**1093110**	100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
110	**1091110**	4000	**AA -**	**1093111**	1250	**AA -**	**1113110**	100	**AA -**	-	-	-
125	**1091125**	4000	**AA -**	**1093126**	50	**AA -**	**1113125**	100	**AA -**	**1114125**	100	**AA -**
150	**1091150**	1000	**AA -**	-	-	-	**1113150**	100	**AA -**	**1114150**	100	**AA -**
185	**1091185**	1000	**AA -**	-	-	-	**1113185**	100	**AA -**	**1114185**	100	**AA -**
240	**1091240**	1000	**AA -**	-	-	-	**1113240**	100	**AA -**	**1114240**	100	**AA -**
320	-	-	-	-	-	-	**1113320**	100	**AA -**	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1114400**	100	**AA -**

Qualitativ standard gefaltet und nassfest

Zeitersparnis durch gefaltetes Format :

- ist es nicht mehr nötig, die Filter in vier Teile zu falten;
- größere Filterfläche ;
- behält die Filtrationsgeschwindigkeit des Filters bei: kein vorzeitiges Verstopfen ;
- die Filter können ohne Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften des Filters gefaltet werden.



Ø (mm)	VE	Grad 1 V Art. Nr.	Grad 1 V CHF/VE	Grad 2 V Art. Nr.	Grad 2 V CHF/VE	Grad 4 V Art. Nr.	Grad 4 V CHF/VE	Grad 113 V Art. Nr.	Grad 113 V CHF/VE	Grad 114 V Art. Nr.	Grad 114 V CHF/VE
125	100	**698020**	**AA -**	**1202125**	**AA -**	**698014**	**AA -**	**1213125**	**AA -**	**1214125**	**AA -**
150	100	**698021**	**AA -**	**1202150**	**AA -**	**698015**	**AA -**	**1213150**	**AA -**	**1214150**	**AA -**
185	100	**698022**	**AA -**	**1202185**	**AA -**	**698016**	**AA -**	**1213185**	**AA -**	**1214185**	**AA -**
240	100	**698023**	**AA -**	**1202240**	**AA -**	**698017**	**AA -**	**1213240**	**AA -**	**1214240**	**AA -**
270	100	**698024**	**AA -**	**1202270**	**AA -**	**698018**	**AA -**	**1213270**	**AA -**	-	-
320	100	**698025**	**AA -**	**1202320**	**AA -**	**698019**	**AA -**	**1213320**	**AA -**	**1214320**	**AA -**
385	100	-	-	**1202385**	**AA -**	-	-	-	-	-	-
400	100	-	-	**1202400**	**AA -**	-	-	-	-	-	-
500	100	-	-	**1202500**	**AA -**	-	-	**1213500**	**AA -**	-	-

Ø (mm)	VE	Grad $595^{1/2}$ Art. Nr.	Grad $595^{1/2}$ CHF/VE	Grad $597^{1/2}$ Art. Nr.	Grad $597^{1/2}$ CHF/VE	Grad $602^{1/2}$ Art. Nr.	Grad $602^{1/2}$ CHF/VE	Grad $1573^{1/2}$ Art. Nr.	Grad $1573^{1/2}$ CHF/VE
70	100	**673406**	**AA -**	-	-	-	-	-	-
90	100	**036991**	**AA -**	**10311842**	**AA -**	-	-	-	-
110	100	**036952**	**AA -**	**037310**	**AA -**	-	-	-	-
125	100	**037193**	**AA -**	**036976**	**AA -**	**037312**	**AA -**	**037314**	**AA -**
150	100	**036958**	**AA -**	**673407**	**AA -**	**037313**	**AA -**	**037216**	**AA -**
185	100	**10311647**	**AA -**	**036852**	**AA -**	**10312647**	**AA -**	**037315**	**AA -**
240	100	**10311651**	**AA -**	**036944**	**AA -**	-	-	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com