1PS-Phasentrenner-Papiere



- Wasserabweisend
- Mit Silikon imprägniert
- Lassen die organische Phase durch und halten die Wasserphase und feste Bestandteile zurück

Art. Nr.	Ø (mm)	CHF/ zu 100
036911B	70	AA -
2200090B	90	AA -
2200110B	110	AA -
2200125B	125	AA -
2200150B	150	AA -
2200185B	185	AA -
2200240B	240	AA -
2200270B	270	AA -

Grad	902
Flächengewicht (g/m²)	85
Dicke (mm)	0,17
Filtrationsgeschwindigkeit (DIN 53137)	25


Phasentrennpapier 1PS Whatman™



- Wasserabweisendes Filterpapier
- Retention der wässrigen Phase
- Auswechseln von Dekantierampullen

Art. Nr.	Ø (mm)	CHF/ zu 100
036911	70	AA -
2200090	90	AA -
2200110	110	AA -
2200125	125	AA -
2200150	150	AA -
2200185	185	AA -
2200240	240	AA -
2200270	270	AA -

Keimungstestpapiere



- Keimpapier 160 g/m² (außer 074153 Grammatur 110 g/m²)
- Material : 100 % Zellulose
- Bindemittel: synthetisches Additiv
- Papiere, die sich besonders für die Keimung von Samen nach der Neeb-Methode eignen
- Im Blatt- oder Scheiben-Format
- Flach

Art. Nr.	Darstellung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
074140	Scheibe	Ø 50	100	AA -
175215	Scheibe	Ø 85	50	AA -
074142	Scheibe	Ø 90	100	AA -
074143	Scheibe	Ø 130	50	AA -
074144B	Scheibe	Ø 54	50	AA -
074145	Scheibe	Ø 55	100	AA -
074146	Blätter	Ø 85	500	AA -
074147	Blätter	175 x 155	100	AA -
074148	Blätter	110 x 170	100	AA -
074149	Blätter	105 x 190	100	AA -
074150	Blätter	500 x 600	100	AA -
074151	Blätter	690 x 450	100	AA -
074152	Blätter	300 x 200	100	AA -