NEU

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um die Anleitung zur chemischen Kompatibilität zu finden

WEB

Spritzenfilter für aggressive Lösungen und Lösungsmittel

RC - Regenerierte Zellulose

- Hydrophile Membran
- Breite chemische Kompatibilität
- Gute Fähigkeit zur Partikelextraktion



PP– Polypropylen

- Hydrophobe Membran
- Filtration von Luft und Lösungsmitteln
- Hoher Durchsatz



NYL - Polyamid

- Hydrophile Membran
- Gute chemische Beständigkeit



PTFE - Polytetrafluorethylen

- Hydrophobe Membran
- Filtration von Luft und Lösungsmitteln
- Gute chemische Beständigkeit



Spritzenfilter		RC			NYLON			PP			PTFE		
Flussrate (mL/mn@10psi) bei 0,45µm		53 - 74			47 - 55			550 - 635			90 - 102		
Blasenpunkt (psi) bei 0,45 µm		45 - 49			27 - 33			-			10 - 13		
pH		3 - 12			3 - 14			1 - 14			1 - 14		
Schwelle (µm)	**Ø (mm)**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Nicht steril													
0,22	13	**257226**	100	**AA -**	**257178**	100	**AA -**	**257262**	100	**AA -**	**257202**	100	**AA -**
	25	**257230**	100	**AA -**	**257182**	100	**AA -**	**257263**	100	**AA -**	**257206**	100	**AA -**
	33	**257234**	100	**AA -**	**257186**	100	**AA -**	**257264**	100	**AA -**	**257210**	100	**AA -**
Vorfilter +0,22	25	**257251**	50	**AA -**	**257253**	50	**AA -**	**257257**	100	**AA -**	**257255**	50	**AA -**
0,45	13	**257228**	100	**AA -**	**257180**	100	**AA -**	**257265**	100	**AA -**	**257204**	100	**AA -**
	25	**257232**	100	**AA -**	**257184**	100	**AA -**	**257266**	100	**AA -**	**257208**	100	**AA -**
	33	**257236**	100	**AA -**	**257188**	100	**AA -**	**257267**	100	**AA -**	**257212**	100	**AA -**
Vorfilter +0,45	25	**257252**	50	**AA -**	**257254**	50	**AA -**	**257258**	100	**AA -**	**257256**	50	**AA -**
0,8	25	-	-	-	**257259**	50	**AA -**	-	-	-	-	-	-
1,2	25	-	-	-	**257260**	50	**AA -**	-	-	-	-	-	-
3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**257268**	10	**AA -**
5	25	-	-	-	**257261**	50	**AA -**	-	-	-	-	-	-
Einzeln verpackt steril													
0,22	13	**257227**	50	**AA -**	**257179**	50	**AA -**	-	-	-	**257203**	50	**AA -**
	25	**257231**	50	**AA -**	**257183**	50	**AA -**	-	-	-	**257207**	50	**AA -**
	33	**257235**	50	**AA -**	**257187**	50	**AA -**	-	-	-	**257211**	50	**AA -**
0,45	13	**257229**	50	**AA -**	**257181**	50	**AA -**	-	-	-	**257205**	50	**AA -**
	25	**257233**	50	**AA -**	**257185**	50	**AA -**	-	-	-	**257209**	50	**AA -**
	33	**257237**	50	**AA -**	**257189**	50	**AA -**	-	-	-	**257213**	50	**AA -**

FV - Glasfaser

- Vorfiltration von belasteten Lösungen
- Nicht steril
- Hohe chemische Verträglichkeit
- pH 1-14

Spritzenfilter		FV nicht steril		
Schwelle (µm)	**Ø (mm)**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
1 - 2	13	**257163**	100	**AA -**
	25	**257164**	100	**AA -**
	33	**257165**	100	**AA -**





TIPP

Unsere Spritzen finden Sie im Kapitel Edelstahl Sezierung Probenahme

FILTRATION

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com