Nicht sterile 33 mm Millex-Spritzenfilter für die Probenvorbereitung

- **Zur Klärung von wässrigen Lösungen und organischen Mischungen**
- **4 Filtergrößen je nach zu filterndem Volumen**
- **Ø 33 mm bietet fast 20 % mehr Filterfläche im Vergleich zu Filtern mit Ø 25 mm / geringes Totvolumen(< 80 µl)**
- **5 Arten von Membranen je nach Anwendung**
- **Luer-Lock-Eingang / männlicher Luer-Ausgang**
- **Körper aus Polypropylen bei Ø 33 mm, aus HDPE bei anderen Durchmessern**



Durapore (PVDF)

Geringe Proteinadsorption Zur Filtration von 1 bis 200 ml einer proteinhaltigen Lösung vor der chromatographischen Analyse.

Ø (mm)	4				13				33			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,2	**051217**	SLGVR04NL	100	**AA -**	**051384**	SLGVX13NL	100	**AA -**	**051569**	SLGV033NS	50	**AA -**
0,2	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**051570**	SLGV033NB	250	**AA -**
0,2	**051218**	SLGVR04NK	1000	**AA -**	**051418**	SLGVX13NK	1000	**AA -**	**051571**	SLGV033NK	1000	**AA -**
0,45	**051225**	SLHVR04NL	100	**AA -**	**051233**	SLHVX13NL	100	**AA -**	**051572**	SLHV033NS	50	**AA -**
0,45	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**051573**	SLHV033NB	250	**AA -**
0,45	**051226**	SLHVR04NLK	1000	**AA -**	**051419**	SLHVX13NK	1000	**AA -**	**051574**	SLHV033NK	1000	**AA -**

Express Plus (PES)

Hoher Durchsatz und Wirkungsgrad. Zur Filtration von 10 bis 200 ml partikelbeladener oder schwer filtrierbarer Lösungen vor der chromatografischen Analyse.

Ø (mm)	33			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,2	**051575**	SLGP033NS	50	**AA -**
0,2	**051576**	SLGP033NB	250	**AA -**
0,2	**057638**	SLGP033NK	1000	**AA -**
0,45	**051578**	SLHP033NS	50	**AA -**
0,45	**051579**	SLHP033NB	250	**AA -**
0,45	**051580**	SLHP033NK	1000	**AA -**

Nylon

Geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen. Zur Klärung von 10 bis 100 ml wässrigen und organischen Lösungen.

Ø (mm)	13				33			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,2	**051421**	SLGNX13NL	100	**AA -**	**051581**	SLGN033NS	50	**AA -**
0,2	**-**	-	-	**-**	**051582**	SLGN033NB	250	**AA -**
0,2	**051422**	SLGNX13NK	1000	**AA -**	**051583**	SLGN033NK	1000	**AA -**
0,45	**051425**	SLHNX13NL	100	**AA -**	**051584**	SLHN033NS	50	**AA -**
0,45	**-**	-	-	**-**	**051585**	SLHN033NB	250	**AA -**
0,45	**051426**	SLHNX13NK	1000	**AA -**	**051586**	SLHN033NK	1000	**AA -**

LCR : Hydrophiliertes PTFE

Geringe Proteinadsorption zur Klärung von wässrigen und organischen Lösungen.

Ø (mm)	4				13				25			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,2	**051223**	SLLGR04NL	100	**AA -**	**051344**	SLLGC13NL	100	**AA -**	**051345**	SLLGC25NS	50	**AA -**
0,45	**051231**	SLLHR04NL	100	**AA -**	**051236**	SLCR013NL	100	**AA -**	**051237**	SLCR025NS	50	**AA -**
0,45	**051232**	SLLHR04NK	1000	**AA -**	**051410**	SLCR013NK	1000	**AA -**	**053841**	SLCR025NK	1000	**AA -**

Fluoropore : PTFE hydrophob

Klärung von organischen Lösungsmitteln.

Ø (mm)	4				13				25			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,2	**051219**	SLFGR04NL	100	**AA -**	**051412**	SLFGX13NL	100	**AA -**	**051430**	SLFG025NS	50	**AA -**
-	**-**	-	-	**-**	**051413**	SLFGX13NK	1000	**AA -**	**051414**	SLFG025NB	250	**AA -**
0,45	**051227**	SLFHR04NL	100	**AA -**	**051415**	SLFHX13NL	100	**AA -**	**051363**	SLFH025NS	50	**AA -**
-	**-**	-	-	**-**	**051416**	SLFHX13NK	1000	**AA -**	**051376**	SLFH025NK	1000	**AA -**

Vorfilter AP20 aus Glasfaser

- **Vorfiltration von belasteten Lösungen**
- **Filtergehäuse aus PVC**

Ø (mm)	25			
Schwelle (µm)	Art. Nr.	Art. Nr. Merck	VE	CHF/ VE
0,8 - 8	**051216**	SLAP02550	50	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com