

## Whatman™ Spritzenfilter




### Whatman™ GD/X™ Spritzenfilter mit Vorfilter

- **Ausgestattet mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter: exklusive Whatman-Vorfilterschicht GMF 150 (progressive Dichte) und Mikroglasfaser-Medium GF/F**
- **Hervorragende Rückhaltefähigkeit, vermeidet die Verwendung mehrerer Spritzenfilter für eine Probe - spart Zeit**
- **Bis zu 3- bis 7-mal größeres gefiltertes Volumen als bei herkömmlichen Filtern**
- **Filtergehäuse aus reinem PP verhindert Kontamination der Probe**
- **Vorfilter mit progressiver Dichte: von 10 µm bis 0,7 µm**

| | | GD/X™ nicht steril | | | | | | GD/X™ steril | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | | 13 | | | 25 | | | 25 | | |
| Membran | Schwelle (µm) | Art. Nr. | VE | CHF/ VE | Art. Nr. | VE | CHF/ VE | Art. Nr. | VE | CHF/ VE |
| GMF | 0,45 | 036678 | 150 | 627,60 - | 036634 | 150 | 663,20 - | 6902-2504 | 50 | 225,35 - |
| | 1 | 036676 | 150 | 627,60 - | - | - | - | - | - | - |
| | 2,7 | 034976 | 150 | 627,60 - | 036632 | 150 | 663,20 - | - | - | - |
| GF/F | 0,7 | 036633 | 150 | 663,20 - | 6890-1307 | 150 | 520,55 - | - | - | - |
| GF/B | 1 | 036629 | 150 | 663,20 - | 036676 | 150 | 627,60 - | - | - | - |
| GF/C | 1,2 | 036677 | 150 | 663,20 - | 036631 | 150 | 627,60 - | - | - | - |
| GF/A | 1,6 | 036628 | 150 | 663,20 - | 036675 | 150 | 627,60 - | - | - | - |
| Cellulose-Acetat CA | 0,22 | 036671 | 150 | 627,60 - | 036626 | 150 | 498,60 - | 036655 | 50 | 264,15 - |
| | 0,45 | 036672 | 150 | 627,60 - | 036627 | 150 | 498,60 - | 036656 | 50 | 264,15 - |
| PES | 0,22 | 036669 | 150 | 627,60 - | 036622 | 150 | 663,20 - | 036571 | 50 | 199,55 - |
| | 0,45 | 036670 | 150 | 627,60 - | 036623 | 150 | 670,30 - | 036653 | 50 | 264,15 - |
| PVDF | 0,22 | 036667 | 150 | 627,60 - | 036619 | 150 | 663,20 - | 036582 | 50 | 239,15 - |
| | 0,45 | 036668 | 150 | 627,60 - | 036621 | 150 | 663,20 - | 037113 | 50 | 404,15 - |
| RC | 0,45 | - | - | - | 036997 | 150 | 559,30 - | - | - | - |
| Nylon | 0,22 | 036665 | 150 | 627,60 - | 036616 | 150 | 498,60 - | - | - | - |
| | 0,45 | 036666 | 150 | 627,60 - | 036617 | 150 | 498,60 - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | 036618 | 150 | 663,20 - | - | - | - |
| PP | 0,22 | 036673 | 150 | 627,60 - | 036624 | 150 | 663,20 - | - | - | - |
| | 0,45 | 036674 | 150 | 627,60 - | 036625 | 150 | 663,20 - | - | - | - |
| PTFE | 0,22 | 036585 | 150 | 633,30 - | 036587 | 150 | 663,20 - | - | - | - |
| | 0,45 | 036586 | 150 | 627,60 - | 036588 | 150 | 663,20 - | - | - | - |




### Whatman™ GD/XP™ Spritzenfilter

GD/XP-Filter für eine Analyse organischer Ionen, da der Anteil an extrahierbaren Ionen minimal ist. Häufig verwendet für die Vorbereitung von HPLC-Proben und für die Spurenanalyse von Metallen.

- **Zweilagiger Filter mit Vorfilter aus Polypropylenfasern 20 µm**
- **Große Auswahl an Membranen, die sich nach dem Vorfilter befinden**
- **Durchmesser 25 mm**

| Membran | Schwelle (µm) | Hydrophil | Lösungsmittel beständigkeit | Art. Nr. | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES | 0,45 | Ja | - | 037305 | 150 | 555,45 - |
| | 0,45 | Ja | - | 037306 | 1500 | 3229,25 - |
| Nylon | 0,45 | Ja | + + | 037084 | 150 | 670,30 - |
| | 0,45 | Ja | + + | 037301 | 1500 | 3261,70 - |
| PVDF | 0,45 | Ja | + + | 037215 | 150 | 577,80 - |
| | 0,45 | Ja | + + | 037302 | 1500 | 3229,25 - |
| PTFE | 0,45 | Nein | + + + | 037085 | 150 | 663,20 - |
| PP | 0,45 | Nein | + + | 037303 | 150 | 550,50 - |
| DpPP | 0,45 | Nein | + + | 037304 | 1500 | 3229,25 - |

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um die Anleitung zur Anwendungen zu finden

