Sterile Spritzenfilter Millex

- **Steril**
- **33 mm Durchmesser bietet fast 20 % mehr Filterfläche im Vergleich zu 25 mm Filtern / geringes Totvolumen(< 80 µl)**
- **4 Filtergrößen je nach zu filterndem Volumen**
- **4 Arten von Membranen je nach Anwendung**
- **Luer-Lock-Eingang / männlicher Luer-Ausgang**



Membranen :

- **Durapore** : PVDF-Membran mit sehr geringer Proteinadsorption.
- **Express** : PES-Membran, die eine geringe Proteinadsorption mit schneller Filtration verbindet.
- **Celluloseester** : Eine Standardmembran, die vielseitig einsetzbar ist und in vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich ist.
- **Fluoropor** : Wasserabweisendes PTFE für die Filtration von Gasen und organischen Lösungsmitteln.
- **LCR** : Hydrophyliertes PTFE, universell einsetzbar, für wässrige Lösungen und Lösungsmittel.

MF-Membran (Zelluloseester)

Farbcode	Blau				
Schwelle (µm)	Art. Nr. Merck	Filtergehäuse	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Ø 33 mm					
0,22	SLGS033SS	Acryl	**051337**	50	**AA -**
0,22	SLGS033SB	Acryl	**051403**	250	**AA -**
0,45	SLHA033SS	Acryl	**051338**	50	**AA -**
0,45	SLHA033SB	Acryl	**051404**	250	**AA -**
0,8	SLAA033SS	Acryl	**051339**	50	**AA -**
0,8	SLAA033SB	Acryl	**051405**	250	**AA -**

Hydrophile LCR-Membran (PTFE) mit geringer Proteinadsorption und guter chemischer Kompatibilität

Schwelle (µm)	Art. Nr. Merck	Filtergehäuse	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Ø 13 mm					
0,2	SLLG013SL	PVC	**051400**	100	**AA -**
Ø 25 mm					
0,2	SLLG025SS	PVC	**051323**	50	**AA -**

Express-Membran (PES) mit geringer Proteinadsorption und hohem Durchsatz

Farbcode	Grün				
Schwelle (µm)	Art. Nr. Merck	Filtergehäuse	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Ø 33 mm					
0,22	SLGP033RS	Acryl	**051205**	50	**AA -**
0,22	SLGP033RB	Acryl	**051409**	250	**AA -**

Durapore-Membran (PVDF) mit sehr geringer Proteinadsorption

Farbcode	Gelb				
Schwelle (µm)	Art. Nr. Merck	Filtergehäuse	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Ø 4 mm					
0,22	SLGV004SL	HDPE	**051201**	100	**AA -**
0,45	SLHV004SL	HDPE	**051209**	100	**AA -**
Ø 13 mm					
0,22	SLGV013SL	HDPE	**051202**	100	**AA -**
0,45	SLHV013SL	HDPE	**051210**	100	**AA -**
Ø 25 mm					
5	SLSV025LS	Eastar	**051214**	100	**AA -**
Ø 33 mm					
0,1	SLVV033RS	Acryl	**051375**	50	**AA -**
0,22	SLGV033RS	Acryl	**051366**	50	**AA -**
0,22	SLGV033RB	Acryl	**051407**	250	**AA -**
0,45	SLHV033RS	Acryl	**051350**	50	**AA -**
0,45	SLHV033RB	Acryl	**051408**	250	**AA -**

Sterile Spritzenfilter Anotop™ Whatman™

- **Filter mit Anopor-Membran**
- **Unverformbare Porenstruktur**
- **Geringe Proteinadsorptionsrate**
- **Spezifische Anwendungen für Zellkultur**
  - **Kaltsterilisation von Kulturmedien**
  - **Filtration von Phagen und Viren**
  - **Eliminierung von Mykoplasmen**
  - **Extrusion von Liposomen**



Ø (mm)	10			25		
Schwelle (µm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Anotop™ Plus Whatman mit Glasfaser-Vorfilter						
0,1	**036788**	50	**AA -**	**036789**	50	**AA -**
0,2	**037168**	50	**AA -**	**037169**	50	**AA -**
Anotop™ Whatman						
0,02	-	-	-	**036814**	50	**AA -**
0,1	**036176**	50	**AA -**	**036181**	50	**AA -**
0,2	**036177**	50	**AA -**	**036182**	51	**AA -**

Sterile Spritzenfilter Nalgene

- **Sterile Spritzenfilter**
- **Durchmesser 13 mm für Volumina von 2 bis 10 ml**
- **Durchmesser 25 mm für Volumina von 10 bis 50 ml**
- **Nach Membranen gefärbte Filterkörper**
- **Membran und Schwellenwert auf jedem Filter aufgedruckt**
- **Losnummer und Verfallsdatum auf jeder Sterilverpackung**



Membran		PES			Cellulose-Acetat CA			SFCA			Nylon		
Farbcode		Grün			Rot			Blau			Rosa		
Schwelle (µm)	Ø (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
0,22	13	**128025**	100	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,22	25	**028929B**	50	**AA -**	**028928B***	50	**AA -**	**028920B**	50	**AA -**	**028931B**	50	**AA -**
0,22	25	-	-	-	-	-	-	**028923B**	125	**AA -**	-	-	-
0,45	13	**028930B**	50	**AA -**	-	-	-	**028921B**	50	**AA -**	**028932B**	50	**AA -**
0,45	25	-	-	-	-	-	-	**028924B**	125	**AA -**	-	-	-
0,8	25	-	-	-	**128022**	100	**AA -**	-	-	-	-	-	-

* mit Glasfaser-Vorfilter 1,1 µm

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com