Whatman

Polycap Whatman™ Filterkapseln (Fortsetzung)

Polycap™ HD "Heavy Duty": idealer Vorfilter für die Filtration von wässrigen oder organischen Lösungen zwischen 1 und 20 µm



- **Tiefmedium zur Filtration von belasteten Lösungen**
- **Geriffelte Verbindungen für Rohre mit einem Innendurchmesser von 6 bis 12 mm**
- **Membran aus Polypropylen**
- **Autoklavierbar bei 121°C**
- **Maximaler Druck 4,1 bar**
- **Anwendung: Probenvorbereitung**

* Geriffelt: geriffeltes Endstück für Rohre mit einem Innendurchmesser von 6 bis 10 mm ;
1/2'' Geriffelt: Geriffeltes Endstück für Rohre mit einem Innendurchmesser von 10 bis 12 mm.

Membran	Filterschwelle (µm)	Filtrations-Oberfläche (cm²)	Verbindung* Eingang	Verbindung* Ausgang	Durchfluss Liter/min bei 1 bar (14,5 psi)	Entlüftung	Steril	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Polycap 36 HD										
PP	1	400	geriffelt	geriffelt	4	Nein	Nein	1	**036521**	**AA -**
PP	5	400	Geriffelt	Geriffelt	5,5	Nein	Nein	1	**036522**	**AA -**
PP	10	400	Geriffelt	Geriffelt	6,5	Nein	Nein	1	**036523**	**AA -**
PP	20	400	Geriffelt	Geriffelt	9	Nein	Nein	1	**036524**	**AA -**
Polycap 75 HD										
PP	1	820	1/2'' geriffelt	1/2'' geriffelt	8	Nein	Nein	1	**036525**	**AA -**
PP	5	820	1/2'' geriffelt	1/2'' geriffelt	14	Nein	Nein	1	**036526**	**AA -**
PP	10	820	1/2'' geriffelt	1/2'' geriffelt	21	Nein	Nein	1	**036527**	**AA -**
PP	20	820	1/2', geriffelt	1/2', geriffelt	› 30	Nein	Nein	1	**036528**	**AA -**