Glasfilterflaschen Mini-UniPrep™ G2 Whatman™

Whatman®

- 3 in 1: Spritze, Flasche und Filter
- Körper aus Borosilikatglas, um eine Kontamination der Probe zu vermeiden
- Zeitersparnis: dreimal schnellere Vorbereitung der Probe
- Nach der Komprimierung direkt im Passer verwendbar

NEU



Mini-UniPrep

Mini-UniPrep

			Standardversion				Version StarterPack*	
Membran	Schwellenwert (µm)	Farben	Art. Nr.	CHF zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 1000	Art. Nr.	CHF/ Set
PTFE	0,2	Transluzent	GN203NPEORG*	AA -	GN503NPEORG*	AA -	GN203NPEORGSP*	AA -
	0,2	Bernstein	GN203APEORG	AA -	-	-	GN203APEORGSP	AA -
	0,45	Transluzent	GN203NPUORG	AA -	GN503NPUORG	AA -	GN203NPUORGSP	AA -
	0,45	Transluzent	GS203NPUORG	AA -	GS503NPUORG	AA -	GS203NPUORGSP	AA -
PVDF	0,2	Transluzent	GS203NPEAQU	AA -	GS503NPEAQU	AA -	GS203NPEAQUSP	AA -
	0,2	Bernstein	GN203APEAQU	AA -	-	-	GN203APEAQUSP	AA -
	0,45	Transluzent	GN203NPUAQU	AA -	GN503NPUAQU	AA -	GN203NPUAQUSP	AA -
RC	0,2	Transluzent	GN203NPERC	AA -	GN503NPERC	AA -	GN203NPERCSP	AA -
	0,45	Transluzent	GN203NPURC	AA -	GN503NPURC	AA -	GN203NPURCSP	AA -
Nylon	0,2	Transluzent	GN203NPENYL	AA -	GN503NPENYL	AA -	GN203NPENYLSP	AA -
PP	0,2	Transluzent	GN203NPEPP	AA -	GN503NPEPP	AA -	GN203NPEPPSP	AA -
Glasfaser	0,45	Transluzent	GN203NPUGMF	AA -	GN503NPUGMF	AA -	GN203NPUGMFSP	AA -

* enthält: 100 Mini-UniPrep + manueller Kompressor

Mini-UniPrep mit vorgebohrtem Septum

			Standardversion				Version StarterPack*	
Membran	Schwellenwert (µm)	Farben	Art. Nr.	CHF/ zu 100	Art. Nr.	CHF/ zu 1000	Art. Nr.	CHF/ Set
PTFE	0,2	Transluzent	GS203NPEORG	AA -	GS503NPEORG	AA -	GS203NPEORGSP	AA -
	0,45		GS203NPUORG	AA -	GS503NPUORG	AA -	GS203NPUORGSP	AA -
PVDF	0,2		GS203NPEAQU	AA -	GS503NPEAQU	AA -	GS203NPEAQUSP	AA -
	0,45		GS203NPUAQU	AA -	GS503NPUAQU	AA -	GS203NPUAQUSP	AA -
Nylon	0,2		GS203NPENYL	AA -	GS503NPENYL	AA -	GS203NPENYLSP	AA -
PP	0,2		GS203NPEPP	AA -	-	-	GS203NPEPPSP	AA -
Glasfaser	0,45		GS203NPUGMF	AA -	-	-	GS203NPUGMFSP	AA -

Manuelle Kompressoren


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
MUPG2HCPWC1	Manueller Kompressor für Mini-UniPrep G2	AA -
MUPG2MCPWC8	Multi-Kompressor für Mini-UniPrep G2 mit Rack	AA -
MUPG2MCWT8	Rack für Multi Kompressor	AA -



Rack für Multi Kompressor



Manueller Kompressor



Multi-Kompressor

Claristep Sartorius Filtersystem

SARTORIUS

- Bis zu 8 Proben gleichzeitig
- Ohne Verwendung einer Spritze, einer Vakuumquelle oder eines Netzteils
- Für Proben von 60 µl bis 600 µl
- Totes Volumen ‹ 30 µl
- Ein System von Rillen führt den Stopfen in die richtige Position für einen gleichzeitigen und präzisen Verschluss
- Extrem kurze Kontaktzeit der Proben mit den Filtern und Verschlüssen für ein optimales Ergebnis ohne Kontamination

153034





153032

153033



Die Claristep-Filtereinheit besteht aus :

- eine Basis, einen Deckel und ein austauschbares Tablett zur einfachen und präzisen Positionierung der Proben ;
- Filter: Die Flüssigkeit gelangt durch den Filter dank einer Luftblase, die sich an jedem Filter bildet, wenn die Einheit geschlossen ist. Diese Luftblase wird freigesetzt, wenn der Benutzer den Deckel loslässt.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
153033	Komplettes Claristep-Filtersystem	AA -
153034	Tablett für Claristep-Filtersystem	AA -

Filter

- Aus regenerierter Zellulose (RC)
- Körper aus Polypropylen
- Ø (mm) : 9,7
- Nicht steril
- Autoklavierbar

Schwellenwert (µm)	Art. Nr.	CHF/ zu 96	Art. Nr.	CHF/ zu 480
0,2	153032	AA -	153031	AA -
0,45	153030	AA -	153029	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com