PTFE-Reihenfilter



Zur Luft- und Gasfilterung (Tischfermenter, CO_2-Inkubator, Pumpenschutz, sterile Luftfilterung).
Zur Filtration von aggressiven chemischen Lösungen, einschließlich Säuren und nichtwässrigen Lösungsmitteln.

- **Durchmesser: 50 mm**
- **Körper aus Polypropylen**
- **PTFE-Membran**
- **Filtervolumen : 0,2 bis 5 l**
- **Ein-/Ausgang: Mundstück für 6-9 mm Schläuche**
- **Nicht steril**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Porengröße (µm)	ø (mm)	VE	CHF/ VE
029114	0,2	50	10	**AA -**
029115	0,45	50	10	**AA -**


Riplate®-Platten Filtration



- **Für die Reinigung und Filtration von Proben mit einem Volumen von bis zu 1 ml**
- **SBS-Format**
- **Für den manuellen oder automatischen Gebrauch**
- **Kompatibel mit der 2-ml-Riplate, die als Sammelplatte verwendet wird**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
071418	Filterplatte	28	**AA -**

Filterplatten Multiscreen HTS Merck Millipore



Formate 96 und 384 Wells. Empfohlen für die Elispot-Technik, die Visualisierung ganzer Organismen und den Nachweis von Radioisotopen, verfügen über einen abnehmbaren Drain, der den Zugang zur Membran erleichtert.

- **Membranfläche/Wells : 0,26 cm²**
- **Volumen/Wells: 50 - 250 µl empfohlen (max. 300 µl)**
- **L x B x H : 127,8 x 85,5 x 14,4 mm**
- **Nutzungsbedingungen: Empfohlenes Vakuum : 305 mbar oder 9'' Hg (max. 610 mbar oder 18'' Hg)**

Multiscreen HTS

- **Steife Ränder: bessere Greifbarkeit der Platte**
- **Vertiefte Drainagen: Die Unterseite der Wells berührt nicht die Oberfläche des Labortisches**
- **Entspricht den ANSI/SBS-Standards**

Anwendungen

- **Analyse genomischer DNA**
- **Zellkultur und -proliferation**
- **Untersuchung von Protein-Rezeptor-Interaktionen**
- **Enzymologische Untersuchungen/ Enzymimmunoassays**
- **Tests mit Fluoreszenz und Radioaktivität: ermöglichen eine direkte Zählung**
- **Immunologische Tests**
- **ELISPOT / ELISA**
- **Cell harvesting**

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein um den Leitfaden zur Auswahl von Multiscreen-Platten zu finden



Merck Millipore Multiscreen HTS-Platten mit 384 Wells

Die MultiscreenHTS 384-Well-Platten sind ideal für Bioassays und ermöglichen eine radiometrische Zählung direkt in der Platte.

Porengröße (µm)	Membran	Kunststoff		Nicht steril Zu 10	Nicht steril Zu 50	Typische Anwendungen
0,45	Durapore HV (hydrophiles PVDF)	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	MZHVNoW10	MZHVNoW50	Bindungsstudien an Rezeptoren , Proteinkinase/Phosphatase-Fällungstests, Tests auf der Grundlage von Harzen/Beads
			Art. Nr.	**051869**	**051870**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	
1	Glasfaser FB	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	MZFBNoW10	MZFBNoW50	Studien zur Rezeptor-/Ligandenbindung, Probenvorbereitung, Enzymassays mit Fällung, DNA-Reinigung
			Art.Nr.	**051871**	**051872**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	
1,2	Glasfaser FC	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	MZFCNoW10	MZFCNoW50	Rezeptor-/Liganden-Bindungsstudien, Probenvorbereitung, TCA-Fällung
			Art.Nr.	**051873**	**051874**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	
0,65	Phosphocellulose beladen negativ	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	MZPHNoW50	Proteinkinase-Assays mit Peptidsubstraten, Enzymassays, fixiert positive Ladungen
			Art. Nr.	**-**	**051876**	
			CHF	**-**	**AA -**	