Merck Millipore Multiscreen HTS-Platten mit 96 Wells

Porengröße (µm)	Membran	Kunststoff		Nicht steril Zu 10	Nicht steril Zu 50	Steril Zu 10	Typische Anwendungen
0,22	Durapore GV (hydrophiles PVDF)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSGVN2210	MSGVN2250	MSGVS2210	Studien zur Bindung an Rezeptoren. Proteinkinase/Phosphatase-Präzipitationstests.
			Art. Nr.	**051595**	**051596**	**051597**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	
0,22	Durapore GV (hydrophiles PVDF)	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	MSGVN2B50	-	
			Art. Nr.	-	**051594**	-	
			CHF	-	**AA -**	-	
0,45	Durapore HV (hydrophiles PVDF)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSHVN4510	MSHVN4550	MSHVS4510	Bindungsstudien an Rezeptoren aus ganzen Zellen und Zellfragmenten. Proteinkinase/Phosphatase-Präzipitationstests. Kultur und Vermehrung von Zellen (steril).
			Art. Nr.	**051599**	**051454**	**051633**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	
0,65	Durapore DV (hydrophiles PVDF)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSDVN6510	MSDVN6550	-	Bindungsstudien an Rezeptoren aus ganzen Zellen und Zellfragmenten. Proteinkinase/Phosphatase-Präzipitationstests. Tests auf der Grundlage von Harzen/Beads.
			Art. Nr.	**051440**	**051441**	-	
			CHF	**AA -**	**AA -**	-	
1,2	Durapore BV (hydrophiles PVDF)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	MSBVN1250	MSBVS1210	Generierung von Verbindungen, Tests mit Harzen/Beads, Vorbereitung von Proben. Kultivierung/Vermehrung von Zellen in Suspension und Hefe (steril).
			Art. Nr.	-	**051602**	**051451**	
			CHF	**-**	**AA -**	**AA -**	
1 + 0,65	Glasfaser FB auf PVDF	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSFBN6B10	MSFBN6B50	-	Studien zur Rezeptor-Ligand-Bindung. Enzymbestimmungen mit TCA-Fällung. DNA-Reinigung (FB).
			Art. Nr.	**051442**	**051443**	-	
			CHF	**AA -**	**AA -**	-	
0,45	Immobilon-P (PVDF wasserabweisend)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSIPN4510	MSIPN4550	MSIPS4510	Untersuchungen zu Proteininteraktionen, Avidin/Biotin-Bindungen, DNA-gebundene Proteine. ELISPOT.
			Art. Nr.	**051610**	**051609**	**051611**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	
0,45	Ester Cellulose	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MSHAN4510	MSHAN4550	MSHAS4510	RIA in der festen Phase. DNA-Hybridisierung. ELISPOT, ELISA.
			Art. Nr.	**051618**	**051619**	**051620**	
			CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	
0,45	Ester Cellulose	Undurchsichtig	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	-	MSHAS4B10	
			Art. Nr.	-	-	**051617**	
			CHF	-	-	**AA -**	

Multiscreen Classic Plattensortiment (Non-HTS-Format)

Porengröße (µm)	Membran	Kunststoff		Nicht steril Zu 10	Nicht steril Zu 50	Steril Zu 10	Typische Anwendungen
0,45	Durapore (PVDF wasserabweisend)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	-	MAIPS4510	ELISPOT-Tests.
			Art. Nr.	-	-	**051140**	
			CHF	-	-	**AA -**	
0,45	Durapore (PVDF wasserabweisend)	Weiß	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	-	MAIPSWU10	
			Art. Nr.	-	-	**051438**	
			CHF	-	-	**AA -**	
0,45	Durapore (hydrophiles PVDF)	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	MAHVN4510	MAHVN4550	-	Zugelassen für die klinische Diagnostik, Proteinkinase-/Phosphatase-Bestimmungen, Probenvorbereitung, Entsorgung von Dye Terminators.
			Art. Nr.	**051004**	**051005**	-	
			CHF	**AA -**	**AA -**	-	
0,45	Celluloseester	Transparent	**Art. Nr. Merck Millipore**	-	-	MAHAS4510	Zellkulturen und ELISPOT.
			Art. Nr.	**-**	-	**051138**	
			CHF	**-**	-	**AA -**	

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
051289	Säulenlader, 45 µl	1	**AA -**
051893	Säulenlader, 80 µl	1	**AA -**
044230	Ersatzschaber für Säulenlader	3	**AA -**
051895	Frame-Halterung für MultiScreen HTS	10	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
051896	Deepwell Sammelplatte, PP, 96 Wells	50	**AA -**
051897	Sammelplatte Deepwell Boden V, PP, 96 Wells	100	**AA -**
655101	Sammelplatte, PS, 96 Wells	100	**AA -**
051899	Sammelplatte für UV-Analyse, 96 Wells	40	**AA -**

Manifold Multiscreen HTS

Vakuum-Filtrationssystem für 96-Well-Platten Multi-Screen HTS. Enthält: Basis, Rahmen für 96-Well-Platten (Standardformat mit Dichtungen), Stützgitter, Schläuche, ein ON/OFF-Ventil, ein Vakuumregulierungsventil, ein Manometer.

- **Zur Verwendung mit Multiscreen-Platten**
- **Kompatibel mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln, ausgestattet mit widerstandsfähigen Dichtungen**
- **Kann mit 96-Well-Sammelplatten im Standard- oder Deepwell-Format verwendet werden**
- **Ersatzteil auf Anfrage erhältlich**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
051634	Rahmen für Deepwell-Formatplatten	**AA -**
051283	Silikon-Vakuumschlauch (Länge 1,4 m)	**AA -**
051158	Vakuum-/Druckpumpe, 220 Volt	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
051621	Manifold Multiscreen HTS	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com