Nalgene™ Einweg-Top-Filter



Werden an einer Glasflasche vom Typ ISO, Pyrex oder Schott mit einem Hals von 33 oder 45 mm befestigt.
PES (0,45 µm) oder PES FASTER (0,2 µm) Membranen und SFCA-Membranen.

				Hals 33 mm		Hals 45 mm	
Membran	Vol. (ml)	Porengröße (µm)	ø (mm)	Art. Nr.	CHF/ zu 12	Art. Nr.	CHF/ zu 12
PES FASTER	150	0,2	50	029670	AA -	029671	AA -
PES	150	0,45	50	028599	AA -	028609	AA -
PES FASTER	500	0,2	75	029668	AA -	029669	AA -
PES	500	0,45	75	028601	AA -	028611	AA -
PES FASTER	1000	0,2	90	029672	AA -	029673	AA -
SFCA	150	0,2	50	028603	AA -	028613	AA -
SFCA	150	0,45	50	028604	AA -	028614	AA -
SFCA	500	0,2	75	028605	AA -	028615	AA -
SFCA	500	0,45	75	028606	AA -	028616	AA -
SFCA	1000	0,2	90	028607	AA -	028617	AA -

Eigenschaften PES FASTER

- PES FASTER-Membranen : Membran Supor Mach V
- „Rapid-flow"-Membran: neue Herstellungstechnologie, um mehr und schneller zu filtern
- Asymmetrisch
- Niedrige Proteinbindungsrate



Auffangflaschen für Nalgene™ Filtrationseinheiten

Cyto-toxic



Polystyrol-Flaschen mit Schraubverschluss aus Polyethylen für Nalgene™.-Filtereinheiten.

- Steril
- Hals 45 mm

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
029190	150	24	AA -
029191	250	24	AA -
029192	500	12	AA -
029193	1000	12	AA -

