50 ml Nalgene™ Röhrchen-Filtrationseinheit

- **Mit Pall Supor® Mach V PES-Membran**
- **Für die Filtration kleiner Volumina in Zellkulturen, für die Filtration von Seren oder Medien**
- **„Rapid-flow"-Membran: neue Herstellungstechnologie, um mehr und schneller zu filtern**
- **Niedrige Proteinbindungsrate**
- **Sterilisiert durch Gamma- mit SAL SAL 10^{-6}**
- **Wird zusammen mit einer sterilen Kappe und 2 Röhrchenhaltern in jeder Box geliefert**

Cyto-toxic



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
029749	50 ml Röhrchen mit Filtereinheit PES 0,2 µm	12	AA -

Nalgene™ Komplette Einweg-Filtrationseinheiten

Verschiedene Arten von Membranen :
- **CA oder SFCA:** Celluloseacetat ohne Tensid, Farbcode gelb ;
- **CN** : Cellulosenitrat, Farbcode grün ;
- **Nylon**, Farbcode rot ;
- **PES**: Polyethersulfon, Farbcode blau;
- **PES FASTER**: Supor Mach V Membran mit schneller Filtration, asymmetrisch, geringe Proteinbindung.

Standardprofil

				Volumen 150 ml		Volumen 250 ml	
Typ	Membran	Porengröße (µm)	ø (mm)	Art. Nr.	CHF/ zu 12	Art. Nr.	CHF/ zu 12
MF75	CN	0,2	50	028560	AA -	028566	AA -
MF75	CN	0,45	50	028561	AA -	028567	AA -
MF75	CN	0,8	50	028562	AA -	028568	AA -
MF75	SFCA	0,2	50	028030	AA -	028005	AA -
MF75	SFCA	0,45	50	028031	AA -	028569	AA -
MF75	Nylon	0,2	50	028563	AA -	028670	AA -
MF75	Nylon	0,45	50	028564	AA -	028571	AA -
MF75	PES	0,1	50	029921	AA -	029922	AA -
MF75	PES FASTER	0,2	50	029663	AA -	029666	AA -
MF75	PES	0,45	50	028037	AA -	028573	AA -

				Volumen 500 ml		Volumen 1000 ml	
Typ	Membran	Porengröße (µm)	ø (mm)	Art. Nr.	CHF Zu 12	Art. Nr.	CHF Zu 12
MF75 + Vorfilter	CN	0,2	75	028575	AA -	028586	AA -
MF75 + Vorfilter	CN	0,45	75	028576	AA -	028587	AA -
MF75 + Vorfilter	CN	0,8	75	028577	AA -	028589	AA -
MF75 + Vorfilter	SFCA	0,2	75	028006	AA -	028590	AA -
MF75 + Vorfilter	SFCA	0,45	75	028028	AA -	028591	AA -
MF75 + Vorfilter	Nylon	0,2	75	028578	AA -	028592	AA -
MF75 + Vorfilter	Nylon	0,45	75	028579	AA -	028593	AA -
MF75 Serum	SFCA	0,2	90	028580	AA -	028594	AA -
MF75 Serum	SFCA	0,45	90	028581	AA -	028595	AA -
MF75 Media-Plus	Nylon	0,2	90	028582	AA -	028596	AA -
MF75	PES	0,1	75	029923	AA -	-	-
MF75	PES	0,2	75	029664	AA -	-	-
MF75	PES	0,1	90	-	-	030084	AA -
MF75	PES FASTER	0,2	90	029667	AA -	029665	AA -
MF75	PES	0,45	75	028418	AA -	-	-
MF75	PES	0,45	90	028584	AA -	028597	AA -

Cyto-toxic

Pyrogen



- **Membranstütze, die eine bessere Spannung der Membran und damit eine schnellere Filtrationsrate ermöglicht**
- **Ergonomische Form (Schnellöffnung 1 Umdrehung), gebogene Form für leichteres greifen, breite Basis für mehr Stabilität**
- **Chargennummer, Artikelnummer, Membrantyp und Porengröße auf Einheiten mit einem Durchmesser von 50 und 75 mm aufgedruckt**
- **75-mm-Membranen für PES-Filtereinheiten**
- **Zertifiziert steril (Sterilitätsdauer 5 Jahre, wenn sich das Produkt in der Originalverpackung befindet)**
- **„Rapid-flow"-Membran: Herstellungstechnologie zur Maximierung der Membranleistung und zur Beschleunigung des Durchflusses und der Filtrationsgeschwindigkeit**

Niedriges Profil

					Volumen 115 ml	
Membran	Porengröße (µm)	ø (mm)	Verpackt zu	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
CN	0,2	50	12	72	028552	AA -
CN	0,45	50	12	72	028554	AA -
SFCA	0,2	50	12	72	028556	AA -
SFCA	0,45	50	12	72	028557	AA -
PES FASTER	0,2	50	12	72	029662	AA -
PES	0,45	50	12	72	028559	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com