## Drehbare Halterung für Sartolab MultiStation Vakuumfiltrationseinheiten

Vakuumfiltrationsstand für die gleichzeitige Filtration von 1 bis 6 Proben.

- **360°C drehbarer Kopf für einfache Probenhandhabung**
- **Kompatibel mit Sartolab RF 50 Filtereinheiten**
- **Im ersten Schritt wird die Filtereinheit an das Gerät angeschlossen, im zweiten Schritt wird die Absaugung eingeschaltet und die Filtration beginnt automatisch**
- **Anschluss an einen Vakuumschlauch mit einem Innendurchmesser von 4 bis 10 mm**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 978884 | Drehbare Halterung für Sartolab MultiStation Vakuumfiltrationseinheiten | AA - |






### Sartolab RF 50 Filtereinheiten

- **Einweg-Filtereinheit**
- **Einzeln verpackt, steril**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF pro 24 |
|---|---|---|
| 978885 | Sartolab RF 50 Filtereinheit, PES, 0,22 µm | AA - |
| 978886 | Sartolab RF 50 Filtereinheit, PES, 0,45 µm | AA - |

## Komplette Filtereinheiten Sartolab RF und BT

**Bereit zum Filtern, schnell und einfach**
- Gebrauchsfertige, einzeln verpackte sterile Filtereinheiten, die dank ihres Designs gut in der Hand liegen
- Erfordern nur eine Verbindung zu einer Vakuumquelle


**Anwendungen**
Sterilisierende Filtration von Zellkulturmedien, Puffern, Zusatzstoffen und anderen wässrigen Lösungen biologischen Ursprungs oder biologischer Verwendung.

**PES-Membran für die Zellkultur**
- Asymmetrische PES-Membranen mit sehr hohen Durchflussraten und hoher Filtrationseffizienz
- Spezifische Adsorption von Proteinen sehr gering
- Ideales Werkzeug für Kulturmedien oder proteinhaltige Proben (Retention ‹ 10 µg/ cm2 IgG)
- Ohne Tenside
- Niedrigste Extraktraten

**Sicherheit und Qualität**
- Garantiert ohne zytotoxische Wirkung
- Zertifiziert auf Tests nach USP Klasse VI und ISO 10993




| | |
|---|---|
| Kapazität | 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml (gleiches Volumen zwischen Reservoir und Auffangflasche) |
| Membran | PES : Polyether Sulfon sterilisierende Filterschwelle von 0,22 µm |
| Filterkörper und Deckel | Kristallklares Polystyrol |
| Verbindung zum Vakuum | Durch abnehmbare Olivenverbindung |
| Zytotoxizität | éentsprechen USP Klasse VI und Tests nach ISO 10993, Zertifikate erhältlich |
| Hals-Gewinde | 45 mm (für Sartolab BT) |
| Sterilisation | Bestrahlung mit Gamma-Strahlen |







| | | | Sartolab RF-Filtereinheit mit Reservoir | | | Filtereinheit Sartolab BT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (ml) | Stoppschwelle (µm) | Filtergröße (cm) | VE | Art. Nr. | CHF/ VE | VE | Art. Nr. | CHF/ VE |
| 150 | 0,22 | 4,25 x 4,25 | 12 | 845212 | AA - | 12 | 845216 | AA - |
| 150 | 0,45 | 4,25 x 4,25 | 12 | 845209 | AA - | - | - | - |
| 250 | 1 | 4,9 x 4,9 | 12 | 845220 | AA - | - | - | - |
| 250 | 0,22 | 4,9 x 4,9 | 12 | 845213 | AA - | 12 | 845217 | AA - |
| 250 | 0,45 | 4,9 x 4,9 | 12 | 845208 | AA - | - | - | - |
| 500 | 0,22 | 7,95 x 7,95 | 12 | 845214 | AA - | 12 | 845218 | AA - |
| 500 | 0,45 | 7,95 x 7,95 | 12 | 845210 | AA - | - | - | - |
| 1000 | 1 | 8,9 x 8,9 | 12 | 845221 | AA - | - | - | - |
| 1000 | 0,22 | 8,9 x 8,9 | 12 | 845215 | AA - | 12 | 845219 | AA - |
| 1000 | 0,45 | 8,9 x 8,9 | 12 | 845211 | AA - | 12 | 845211 | AA - |

| | Sartolab-Flaschen Steril | | |
|---|---|---|---|
| Kapazität (ml) | VE | Art. Nr. | CHF/ VE |
| 150 | 12 | 845223 | AA - |
| 250 | 12 | 845224 | AA - |
| 500 | 12 | 845225 | AA - |
| 1000 | 12 | 845226 | AA - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com