Steritop-Filtereinheiten für Fläschchen



Zum filtrieren in Flaschen mit einem Volumen von 150 ml bis 1 l.

- **Für alle Flaschen mit Hals 33 oder 45 mm**
- **Steril, Einzelverpackung**
- **Trägermaterial: Styropor**
- **Filtrations-Oberfläche: 40 cm²**
- **Einsatztemperatur : Maximal 45 °C**
- **Express Plus-Membran 0,22 µm PES**

Die Vorratsflasche muss separat bestellt werden.

Vorfilter für schwierige Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
051259	Vorfilter für schwierige Lösung	100 Membranen	AA -

Volumen Trichter (ml)	Taille des Porengröße (µm)	VE		Steritop 33 mm	Steritop 45 mm	Sterile leere PS-Flaschen Hals 45 mm ohne Filter
			Ø Hals (mm)	33	45	-
150	0,22	12	Art. Nr.	-	051266B	-
			CHF/VE	-	AA -	-
250	0,22	12	Art. Nr.	-	051267B	-
			CHF/VE	-	AA -	-
500	0,22	12	Art. Nr.	051263	051268B/051806B*	051273B
			CHF/VE	AA -	AA - / AA -	AA -
1000	0,22	12	Art. Nr.	-	051269B	051274B
			CHF/VE	-	AA -	AA -

* Durapore-Membran PVDF

Millicup Flex-Filtereinheiten

NEU



- **Kompatibel mit Membranen mit 47 mm Durchmesser**
- **Volumen des Trichters 250 ml**
- **Für GL-45 Flaschenhals (nicht inklusive)**
- **Halb wiederverwendbare Version: Satz von 10 Trichtern mit 2 Membranhaltern und 2 Schlauchanschlüssen**
- **Einwegversion: Satz mit 10 Trichtern, 10 Membranhaltern und 10 Schlauchanschlüssen**
- **Für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungen**
- **Träger: Polypropylen**
- **Nicht steril**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ zu 10
236133	Millicup Flex halb wiederverwendbare Filtereinheit	AA -
236134	Millicup Flex Einweg-Filtrationseinheit	AA -

Steriflip-Filtereinheiten



Zum Vakuumfiltrieren von Volumina unter 50 ml.

- **Besteht aus einem Doppelgewindeanschluss mit Membran, einem Vakuumausgang und einem 50-ml-Röhrchen**
- **Steril Gamma, einzeln verpackt, einmaliger Gebrauch**
- **Mit Stopfen**
- **Prinzip: Befestigen Sie einfach den Steriflip auf dem 50-ml-Röhrchen, umzudrehen und das Vakuum anzubringen**
- **Eliminieren jegliche Übertragung von Filtrat und vermeiden Kontaminationsrisiken**

Einrichtung	MBS / Polypropylen
Eingangsanschlüsse	Zweistufiges Gewinde mit Vakuumaufnahme
Ausgangsanschlüsse	Zweistufiges Gewinde für Zentrifugenröhrchen 50 ml
Filterfläche	7 cm²
Behandeltes / totes Volumen	50 ml / 600 µl
Nutzungstemperatur max.	45 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	Membran	VE	CHF/VE
051185	Steriflip-GP	PES 0,22 µm	25	AA -
051637	Steriflip-GV	PVDF 0,22 µm	25	AA -
051703	Steriflip-HV	PVDF 0,45 µm	25	AA -
051805	Steriflip-NY	Nylon 20 µm	25	AA -
051789	Steriflip-NY	Nylon 40 µm	25	AA -
051790	Steriflip-NY	Nylon 60 µm	25	AA -
051791	Steriflip-NY	Nylon 100 µm	25	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/VE
051187	50-ml-Trichter für Steriflip	25	AA -